Molecular **Imaging**

社会福祉法人 恩賜財団 済生会 山形済生病院

所在地:山形県山形市沖町79-1 病床数:473床

主なご導入装置

Biograph Horizon SOMATOM Definition Edge

Symbia E MAGNETOM Avanto

ARCADIS Orbic Generation 2 × 2



お話をおうかがいした先生

放射線科 渡邉 順久 部長

渡邉 奈美 副部長 縄 俊一 副主任診療放射線技師



渡邉 順久 部長

Biograph Horizon導入レポート

山形済生病院は、2004年に山形県で初のPET・CTを導入された施設です。その後 10年以上PET・CTを使われていましたが、このたび、Biograph Horizonへと更新 されました。新しい装置の導入にあたっては、これまでのデータを活用できる装置で あることを条件とされていました。機種選定の経緯と現在の運用状況について、 放射線科の渡邉 順久 先生、渡邉 奈美 先生、縄 俊一 技師にお話をうかがいました。

機種選定にあたって、どのような点を重視され

渡邉(順) 先生 なにを置いても画質です。PET 画像のSNRの良さを重視しました。


渡邉(奈)先生 当院には、過去10年使用して いた患者データの蓄積がありましたので、過去 データと比較できるEQ・PETを搭載していること が絶対条件でした。そうなると、選択肢はsyngo. viaしかありませんでした。他のメーカーの装置では、 換算式を算出しユーザーが手計算をしなければなり ません。「データを活用できる」といっても、EQ・PET とはまったく意味が異なります。EQ・PETは自動的 にSUV値の差異を補正してくれますので、日常業務 の効率性を高めることができると考えました。

縄 技師 検査時間の短縮と画質を重視しました。 PET・CTは検出器と収集方法で検査時間の短縮 を図れますが、旧装置はBGO検出器と2D収集 だったため、必ずしも検査時間の短縮には貢献 できませんでした。現在主流である高感度LSO 検出器と3D収集を組み合わせることで感度が 向上し、さらにTOF技術で画質とSNRが向上する と期待しました。

PETの画質について印象をお聞かせください。

渡邉(順) 先生 LSO クリスタルでカウント数が 多く、TOF技術によってSNRが向上したため、旧 違うと感じています。

渡邉(奈) 先生 バックグラウンドノイズが低く、 Dual Energy もときどき使っていて、十分な情報 異常な集積の有無が明確で、わかりやすいと思い ます。読影の手順としては、まず、MIP画像で異常 集積のあたりをつけるのですが、MIP画像の画質 がさらに向上したので、予期していなかった病変 にも気づきやすくなったと思います。放射線科 読影医の見落としが減るだろうという安心感があり



渡邉 奈美 副部長

ますね。Biograph Horizon(以下Horizon)の 画質に満足しています。

縄 技師 画質が向上したおかげで、遅延撮影範囲 を決める際に、おおよその検査時間やスケジュール の調整などの判断が容易になりました。また、医師 に遅延撮影範囲を確認してもらうときに、これまで はアキシャル像を提示していましたが、先生もおっ しゃったように、画質の向上によりMIP画像で遅延 像の判断がつくようになったため、検査の効率、 病変検出の正確性が向上したと思います。

CTの画質について印象をお聞かせください。

渡邉(順) 先生 今回 PET・CT 装置の更新の際、 CT装置SOMATOM Definition Edge(以下 装置と同一の検査時間であっても画質がまったく Definition Edge)も一緒に導入しています。iMAR (金属アーチファクト低減ソフトウェア) の画質が優れ ていますので、通常の検査にも使用しています。 が得られます。特に、X線管の回転速度が0.3秒 スキャンですので、さまざまな用途に自由に使えます。 PET・CTに関しては、CTを低線量の吸収補正用に 使用するだけではなく、技師と線量を相談しながら、 診断ができる画質で使っています。Horizonに iMARが搭載されて、読影の際に影響がある義歯 のアーチファクトがなくなり助かっています。今後 もiMARを使用していきたいと思っています。

渡邉(奈)先生 線量や画像再構成フィルタなど、 画質を調整できる幅が広く、自由度が高いですね。 読影医が求めている画質を作ることができるので、 私たちのニーズを満たす価値の高い画像を提供で きるCT装置だと感じています。Horizonでも iMARを利用できますので、PET・CTの診断価値 も確実に向上すると思います。がん患者には高齢 の方が多く、今後は人工関節や金属などが体内 にある方が増えていくと予想されますので、ぜひ、 iMARを日常の臨床に取り入れていきたいと考えて います。そうすることにより、PET定量値の信頼性 も向上していくと思います。

縄 技師 PET・CT検査は、旧装置のときから全例 腕を下げて撮影していました。基準線量も診断用と 検診用とで使い分けています。旧装置では検診用 (低線量) で腕を下ろしたときに脊椎と腕の間に生じる ストリークアーチファクトが発生していましたが、 Horizonでは低線量でも気になりません。今回、 Definition Edgeを同時に導入したことでsyngoに よる共通の操作画面となり、操作の習熟においても、 技師のローテーションにおいても使いやすくなった と感じています。

装置更新によって、実際の運用に変化はありましたか。

渡邉(順)先生 スムーズに移行でき、PET画像の SNRが上がったおかげで読影効率が向上しま した。検査件数は早期像、後期像合わせて8件(16 枠)を設け、夕方4時に検査終了しています。旧 装置2台体制の最大枠とほぼ同程度の数をこなせ ていると思います。

渡邉(奈) 先生 スループットが向上しました。 安定すれば Horizon1台でも十分です。 読影環境



縄 俊一 副主任診療放射線技師









の読影端末は、操作は簡便ですが、定量指標は SUVmaxだけでした。syngo.viaでは、SUVpeak TLG、MTVなど、さまざまな定量指標が得られます ので自由度が高く、できることが増えました。これら の定量指標をどのように読影に取り入れていくか、 今後の課題であり楽しみです。

縄 技師 旧装置では、PET収集終了後、画像表示 に時間がかかり、画像作成にも手間がかかっていま した。HorizonはPET収集終了後20~30秒ほどで 自動的に画像が表示され、目的の部分が撮影でき ているかすぐに確認できます。また、収集時間も 短縮され、以前には180秒/Bedで組んでいたスケ ジュールを90秒/Bedで再構築することができま した。運用面でも、Horizonとsyngo.vigを組み 合わせ、用途に合わせて自由に使い分けできますので、 非常に自由度が高いと感じています。syngo.viaの レイアウトを旧装置と同じように設定してもらうこと で運用面、読影環境なども以前と変わらず、装置 更新に伴う引き継ぎもスムーズに行えました。旧 装置でできたことでHorizonにできないことはないと 思います。唯一変わったのは、CT肺野条件をひとつ 渡邉(順)先生 今後の医療のために、さらなる 追加したことくらいですね。

旧装置は線源内蔵型で、半年に一度円筒形の 校正線源を使用してノーマライズを行っていました。 一方Horizonは、導入前の説明会で、円筒形校正 線源で毎日装置を校正する必要があると聞き、 手間がかかると心配していました。しかし、実際は それほど煩雑ではなく、むしろ楽になりました。 Horizon では他にも、ノーマライズ、同時計数回路 の調整、CCF算出など、日々の定量性を確認する ことができます。長い目で見れば、装置側の定量 値が安定しますので、この点も優れていると思い ます。以前は、半年に一度、装置のクロスキャリブ レーションが必要でしたが、Horizonは校正線源

はsyngo.viaによってかなり変わりましたね。従来 を交換する際に一度行うだけですみますので、この 点もメリットですね。

今後シーメンスに期待することをお聞かせください。

渡邉(奈)先生 シーメンスは優れた装置とソフト を持っていると思いますので、引き続き開発や新たな 取り組みを進め、一般の病院にも手が届くような 製品を作ってほしいです。シーメンスのトータル ソリューションを感じられる、臨床も研究もできる ような読影環境で仕事をしてみたいと思っています。

更新後、SUV比較をされている臨床科の医師 がいる他の施設から問い合わせがありました。 今後は、シーメンス装置を持っていない近隣の病院 に向けてメーカー主催の地域勉強会などを開いて いただきたいですね。

縄 技師 技師の作業被ばくは、まだ多いので、 フットスイッチやアクセサリ関係の改善に期待して います。また、装置故障のリスクに対処するために、 山形県内にサービス拠点を置いてほしいと思い

発展に期待しています。

(2017年6月1日取材)



前列左から、渡邉 奈美 先生、丸屋 看護師 後列左から、大内 技師長代理、縄 技師、真木 技師、 渡邉 順久 先生、川合 事務員