

Gamme Cios Fit

SIEMENS  
Healthineers

Compacte et  
économique



# Trois systèmes sur lesquels vous pouvez compter

Les cabinets médicaux privés et les prestataires de soins de santé sont de plus en plus soumis à la pression des coûts. La prétendue rentabilité des appareils se fait souvent au détriment de la qualité et de la sécurité des investissements.

C'est là que la **gamme Cios Fit** prouve tout son intérêt – des systèmes à la fois économiques et performants. Grâce à leur design compact, les arceaux mobiles prennent peu de place et conviennent particulièrement pour les petits espaces. Les systèmes offrent de nombreuses fonctions utiles, fournissent des images de grande qualité et sont très simples d'utilisation grâce au concept Touch&Play intuitif.

## Utilisation pluridisciplinaire




Rachis



Traitement de la douleur



Infiltration



## Amortissement rapide

Les systèmes Cios Fit sont peu coûteux à l'achat et à l'entretien, et rentables en peu de temps.



## Clair

Des images cristallines avec  
une technologie haut de gamme



## Compact

Adapté aux petits espaces  
grâce à un encombrement réduit




## Économique

Systèmes peu coûteux  
à l'achat et à l'entretien



### ● Cios Fit BV

Avec amplificateur d'image  
et chariot porte-moniteur  
avec écran tactile 24"




### ● Cios Fit FD

Avec capteur plan et  
chariot porte-moniteur  
avec écran tactile 24"



### ● Cios Fit ID

Avec capteur plan et  
écran tactile 24" intégré



# Cios Fit BV & FD

## Amplificateur d'image (BV)

23 cm de diamètre

## Smart Touch

Écran LCD 24 pouces  
en résolution HD

## Capteur plan (FD)

20 x 20 cm

## Grand espace libre


● 78,0 cm | 82,5 cm ●

## Encombrement réduit

seulement 1,2 m<sup>2</sup>

## Panneau de commande compact

Qualité d'image et dose ajustables par  
simple pression d'un bouton



# Cios Fit ID

## Capteur plan

20 x 20 cm

## Grand espace libre

82,5 cm

## Encombrement réduit


seulement 0,8 m<sup>2</sup>

## Positionnement flexible de l'écran

Travail flexible grâce à l'écran intégré et ajustable

## Panneau de commande compact

Qualité d'image et dose ajustables par simple pression d'un bouton



# Demandez une offre sans engagement

Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une offre sans engagement, parfaitement adaptée à vos besoins individuels.

Scannez le code QR ou rendez-vous sur [siemens-healthineers.ch/cios-fit/fr](https://siemens-healthineers.ch/cios-fit/fr) et demandez une offre pour l'un de nos systèmes Cios Fit avantageux.

Nous nous réjouissons de votre prise de contact.



**Scannez le code QR**

**Siemens Healthineers International SA**

Freilagerstrasse 40

8047 Zurich, Suisse

Tél. : +41 581 99 11 99

[siemens-healthineers.ch](https://siemens-healthineers.ch)