

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)			altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)	
Arzneimittel-Kontrollmodul SDCM							Charge Level 1 Level 2			0040 0040 0040			verwendbar bis 30.10.2025		
Carbamazepin IMMULITE 2000 L2KCB	CMP	1 2	µg/ml	7,40 14,0			12,0% 12,0%	6,51 12,32	8,29 15,68						
Digoxin IMMULITE 2000 L2KDI	DGX	➔ 1 ➔ 2	ng/ml	1,30 2,80			14,0% 14,0%	1,12 2,41	1,48 3,19						
Digitoxin IMMULITE 2000 L2KDG	DGT	1 2	ng/ml	15,7 32,0			15,5% 15,5%	13,3 27,0	18,1 37,0						
Nikotin-Metabolit IMMULITE 2000 L2KNM	NM	1 2	ng/ml	14,9 45,0	2,00 6,30	8,90 26,1	20,9 63,9								
Phenobarbital IMMULITE 2000 L2KPB	PHE	1 2	µg/ml	17,6 46,0			10,0% 10,0%	15,8 41,4	19,4 50,6						
Phenytoin IMMULITE 2000 L2KPN	PHN	1 2	µg/ml	15,5 30,0			11,0% 11,0%	13,8 26,7	17,2 33,3						
Theophyllin IMMULITE 2000 L2KTN	THE	1 2	µg/ml	9,20 18,2			13,0% 13,0%	8,00 15,8	10,4 20,6						
Valproin Säure IMMULITE 2000 L2KVA	VAL	1 2	µg/ml	61,0 103,0			11,5% 11,5%	54,0 91,2	68,0 115						
Canine-Kontrolle K9CON							Charge 0045 verwendbar bis 31.08.2025								
ACTH IMMULITE 2000 L2KAC	ACT	➔ 1 2	pg/ml	14,6 29,0	1,17 1,70	11,1 23,9	18,1 34,1								
Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT	TK9	1 2	ng/ml	0,48 1,90	0,039 0,16	0,36 1,42	0,60 2,38								
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT	KT4	1 2	µg/dl	1,58 4,70	0,14 0,37	1,16 3,59	2,00 5,81								
Cortisol IMMULITE 2000 L2KCO	COR	1 2	µg/dl	5,20 12,4	0,52 1,24	3,64 8,68	6,76 16,1								
Veterinary Cortisol IMMULITE 2000 L2KVCO	VCO	1 2	µg/dl	5,70 13,5	0,57 1,35	3,99 9,45	7,41 17,6								
Progesteron IMMULITE 2000 L2KPW	PRG	1 2	ng/ml	1,29 4,00	0,16 0,33	0,81 3,01	1,77 4,99								
Canine-Kontrolle K9CON							Charge 0046 verwendbar bis 31.12.2025								
ACTH IMMULITE 2000 L2KAC	ACT	1 2	pg/ml	7,4 24,0	0,59 1,40	5,6 19,8	9,2 28,2								
Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT	TK9	1 2	ng/ml	1,12 2,16	0,091 0,18	0,85 1,62	1,39 2,70								
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT	KT4	1 2	µg/dl	1,71 4,90	0,15 0,39	1,26 3,73	2,16 6,07								
Cortisol IMMULITE 2000 L2KCO	COR	1 2	µg/dl	5,60 14,3	0,56 1,43	3,92 10,01	7,28 18,6								
Veterinary Cortisol IMMULITE 2000 L2KVCO	VCO	1 2	µg/dl	6,40 16,1	0,64 1,61	4,48 11,27	8,32 20,9								
Progesteron IMMULITE 2000 L2KPW	PRG	1 2	ng/ml	1,52 4,70	0,19 0,47	0,95 3,29	2,09 6,11								
Canine-Kontrolle K9CON							Charge 0047 verwendbar bis 31.08.2026								
ACTH IMMULITE 2000 L2KAC	ACT	1 2	pg/ml	25,4 73,0	2,03 4,20	19,3 60,4	31,5 85,6								
Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT	TK9	1 2	ng/ml	0,46 1,95	0,037 0,16	0,35 1,47	0,57 2,43								
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT	KT4	1 2	µg/dl	1,67 4,70	0,15 0,38	1,22 3,56	2,12 5,84								
Cortisol IMMULITE 2000 L2KCO	COR	1 2	µg/dl	5,50 14,3	0,55 1,43	3,85 10,01	7,15 18,6								
Veterinary Cortisol IMMULITE 2000 L2KVCO	VCO	1 2	µg/dl	6,00 15,5	0,60 1,55	4,20 10,85	7,80 20,2								
Progesteron IMMULITE 2000 L2KPW	PRG	1 2	ng/ml	1,44 4,80	0,18 0,48	0,90 3,36	1,98 6,24								

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RiLi-BÄK / Spalte 3)	altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RiLi-BÄK / Spalte 3)
Canine-Kontrolle K9CON												
Charge 0048 verwendbar bis 28.02.2027												
ACTH IMMULITE 2000 L2KAC	ACT	1 2	pg/ml	5,5 13,0	0,44 0,80	4,2 10,6	6,8 15,4					
Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT	TK9	1 2	ng/ml	0,38 1,77	0,030 0,15	0,29 1,32	0,47 2,22					
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT	KT4	1 2	µg/dl	1,71 4,70	0,15 0,38	1,26 3,56	2,16 5,84					
Cortisol IMMULITE 2000 L2KCO	COR	1 2	µg/dl	4,90 11,9	0,49 1,19	3,43 8,33	6,37 15,5					
Veterinary Cortisol IMMULITE 2000 L2KVCO	VCO	1 2	µg/dl	5,30 13,2	0,53 1,32	3,71 9,24	6,89 17,2					
Progesteron IMMULITE 2000 L2KPW	PRG	1 2	ng/ml	1,47 4,40	0,18 0,44	0,93 3,08	2,01 5,72					
Canine-Kontrolle K9CON												
Charge 0049 verwendbar bis 31.12.2027												
ACTH IMMULITE 2000 L2KAC	ACT	1 2	pg/ml	22,9 32,0	1,83 2,00	17,4 26,0	28,4 38,0					
Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT	TK9	1 2	ng/ml	0,44 1,81	0,035 0,15	0,34 1,36	0,55 2,26					
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT	KT4	1 2	µg/dl	2,41 4,40	0,21 0,36	1,78 3,32	3,04 5,48					
Cortisol IMMULITE 2000 L2KCO	COR	1 2	µg/dl	5,40 12,5	0,54 1,25	3,78 8,75	7,02 16,3					
Veterinary Cortisol IMMULITE 2000 L2KVCO	VCO	1 2	µg/dl	6,00 14,0	0,60 1,40	4,20 9,80	7,80 18,2					
Progesteron IMMULITE 2000 L2KPW	PRG	1 2	ng/ml	1,38 4,40	0,17 0,44	0,87 3,08	1,89 5,72					
Canine-Schilddrüsen-Kontrolle K9TCM												
Charge 0049 verwendbar bis 30.06.2025												
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT	KT4	1 2	µg/dl	0,93 1,87	0,11 0,14	0,60 1,45	1,26 2,29		nmol/l	11,97 24,1	1,42 1,80	7,72 18,7 16,2 29,5
Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT	TK9	1 2	ng/ml	0,23 2,86	0,02 0,28	0,16 2,02	0,30 3,70					
Freies T4 (Veterinary) IMMULITE 2000 L2KVF4	VF4	1 2	ng/dl	0,77 2,03	0,10 0,19	0,47 1,46	1,07 2,60					
Canine-Schilddrüsen-Kontrolle K9TCM												
Charge 0050 verwendbar bis 31.01.2026												
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT	KT4	1 2	µg/dl	0,90 1,70	0,11 0,13	0,57 1,31	1,23 2,09		nmol/l	11,58 21,9	1,42 1,67	7,34 16,9 15,8 26,9
Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT	TK9	1 2	ng/ml	0,25 3,08	0,02 0,30	0,18 2,18	0,32 3,98					
Freies T4 (Veterinary) IMMULITE 2000 L2KVF4	VF4	1 2	ng/dl	0,78 1,76	0,10 0,17	0,48 1,25	1,08 2,27					
Canine-Schilddrüsen-Kontrolle K9TCM												
Charge 0051 verwendbar bis 31.05.2026												
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT	KT4	1 2	µg/dl	0,86 2,08	0,10 0,16	0,56 1,60	1,16 2,56		nmol/l	11,07 26,8	1,29 2,06	7,21 20,6 14,9 32,9
Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT	TK9	1 2	ng/ml	0,23 2,94	0,02 0,29	0,16 2,07	0,30 3,81					
Freies T4 (Veterinary) IMMULITE 2000 L2KVF4	VF4	1 2	ng/dl	0,66 2,13	0,08 0,21	0,42 1,50	0,90 2,76					
Canine-Schilddrüsen-Kontrolle K9TCM												
Charge 0052 verwendbar bis 28.02.2027												
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT	KT4	1 2	µg/dl	1,01 1,97	0,12 0,15	0,65 1,52	1,37 2,42		nmol/l	13,00 25,4	1,54 1,93	8,37 19,6 17,6 31,1
Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT	TK9	1 2	ng/ml	0,21 2,55	0,02 0,25	0,15 1,80	0,27 3,30					
Freies T4 (Veterinary) IMMULITE 2000 L2KVF4	VF4	1 2	ng/dl	0,79 1,83	0,10 0,18	0,49 1,29	1,09 2,37					
Canine-Schilddrüsen-Kontrolle K9TCM												
Charge 0053 verwendbar bis 30.11.2027												
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT	KT4	1 2	µg/dl	0,92 2,12	0,11 0,16	0,59 1,64	1,25 2,60		nmol/l	11,84 27,3	1,42 2,06	7,59 21,1 16,1 33,5
Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT	TK9	1 2	ng/ml	0,22 2,59	0,021 0,25	0,16 1,84	0,28 3,34					
Freies T4 (Veterinary) IMMULITE 2000 L2KVF4	VF4	1 2	ng/dl	0,65 2,02	0,08 0,20	0,41 1,42	0,89 2,62					

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)	altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)
Zytokine-Kontrollmodul LILCM												
Charge 0040 verwendbar bis 31.09.2025												
IL-2 R IMMULITE 2000 L2KIP	2R	1 2	U/ml	511 1915	34,2 150	408 1465	614 2365					
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IL-6 gelten für Charge 437												
IL-6 IMMULITE 2000 L2K6P	I6	1 2	pg/ml	76 523				18,0% 18,0%	62,32 428,86	89,68 617,14		
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IL-6 gelten für Charge 438												
IL-6 IMMULITE 2000 L2K6P	I6	1 2	pg/ml	79 533				18,0% 18,0%	64,78 437,06	93,22 628,94		
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IL-6 gelten ab Charge 439												
IL-6 IMMULITE 2000 L2K6P	I6	1 2	pg/ml	86 500				18,0% 18,0%	70,52 410,00	101,48 590,00		
Zytokine-Kontrollmodul LILCM												
Charge 0041 verwendbar bis 31.07.2026												
IL-2 R IMMULITE 2000 L2KIP	2R	1 2	U/ml	588 2673	39,4 209	470 2046	706 3300					
IL-6 IMMULITE 2000 L2K6P	I6	1 2	pg/ml	68 560				18,0% 18,0%	55,76 459,20	80,24 660,80		
Zytokine-Kontrollmodul LILCM												
Charge 0050 verwendbar bis 31.07.2026												
IL-1β IMMULITE 2000 L2KL12	IL-1β	1 2	pg/ml	95 447	6,2 26	76 369	114 525					
IL-2 R IMMULITE 2000 L2KIP	2R	1 2	U/ml	588 2673	39,4 209	470 2046	706 3300					
IL-6 IMMULITE 2000 L2K8P2	I6	1 2	pg/ml	68 560				18,0% 18,0%	55,76 459,20	80,24 660,80		
IL-8 IMMULITE 2000 L2K6P	IL-8	1 2	pg/ml	102 512	7,80 35,0	78,6 407	125,4 617					
TNFα IMMULITE 2000 L2KNF2	TNFα	1 2	pg/ml	68 478	6,10 33,0	49,7 379	86,3 577					
Zytokine-Kontrollmodul LILCM												
Charge 0051 verwendbar bis 31.10.2027												
IL-1β IMMULITE 2000 L2KL12	IL-1β	1 2	pg/ml	91 430	5,9 25	73 355	109 505					
IL-2 R IMMULITE 2000 L2KIP	2R	1 2	U/ml	480 1918	32,2 150	383 1468	577 2368					
IL-6 IMMULITE 2000 L2K8P2	I6	1 2	pg/ml	78 497				18,0% 18,0%	63,96 407,54	92,04 586,46		
IL-8 IMMULITE 2000 L2K6P	IL-8	1 2	pg/ml	115 658	8,80 45,0	88,6 523	141,4 793					
TNFα IMMULITE 2000 L2KNF2	TNFα	1 2	pg/ml	89 458	8,00 32,0	65,0 362	113,0 554					
ACTH-Kontrollmodul LACCM								0131 0131 0131		verwendbar bis 30.04.2026		
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für ACT gelten bis Charge 404												
ACTH IMMULITE 2000 L2KAC	ACT	1 2	pg/ml	26,0 415	2,00 24,9	20,0 340	32,0 490					
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für ACT gelten ab Charge 405												
ACTH IMMULITE 2000 L2KAC	ACT	1 2	pg/ml	24,0 397	2,40 23,8	16,8 326	31,2 468					
ACTH-Kontrollmodul LACCM								0132 0132 0132		verwendbar bis 31.12.2027		
ACTH IMMULITE 2000 L2KAC	ACT	1 2	pg/ml	29,0 399	2,20 23,9	22,4 327	35,6 471					
Albumin-Kontrollmodul LHACM								0020 0020 0020		verwendbar bis 31.08.2026		
Albumin IMMULITE 2000 L2KAH	ALB	1 2	µg/ml	9,00 26,0	0,70 2,60	6,90 18,2	11,10 33,8					
Anti-CCP IgG Kontrollen LPIC								0213 0213 0213		verwendbar bis 31.01.2026		
Anti-CCP IMMULITE 2000 L2KPI2	CCP		U/ml	0,75 50,0	0,38 3,40	0,00 39,8	1,88 60,2					

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)	altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)
Calcitonin-Kontrollmodul LCLCM						Charge Level 1 Level 2		0029 0029 0029	verwendbar bis 31.05.2026			
Calcitonin IMMULITE 2000 L2KCL	CAL	1 2	pg/ml	10,2 185	1,02 13,0	7,14 146 13,3 224						
Calcitonin-Kontrollmodul LCLCM						Charge Level 1 Level 2		0030 0030 0030	verwendbar bis 31.01.2028			
Calcitonin IMMULITE 2000 L2KCL	CAL	1 2	pg/ml	10,3 214	1,03 15,0	7,21 169 13,4 259						
Canine TLI-Kontrollmodul LLICM						Charge Level 1 Level 2		0039 0039 0039	verwendbar bis 30.06.2025			
Canine TLI IMMULITE 2000 L2KLI	cTL	1 2	ng/ml	2,90 16,4	0,26 1,48	2,12 12,0 3,68 20,8						
Canine TLI-Kontrollmodul LLICM						Charge Level 1 Level 2		0040 0040 0040	verwendbar bis 28.02.2026			
Canine TLI IMMULITE 2000 L2KLI	cTL	1 2	ng/ml	2,80 19,0	0,25 1,71	2,05 13,9 3,55 24,1						
Canine TLI-Kontrollmodul LLICM						Charge Level 1 Level 2		0041 0041 0041	verwendbar bis 30.04.2026			
Canine TLI IMMULITE 2000 L2KLI	cTL	1 2	ng/ml	2,80 18,7	0,25 1,68	2,05 13,7 3,55 23,7						
Canine TLI-Kontrollmodul LLICM						Charge Level 1 Level 2		0042 0042 0042	verwendbar bis 30.11.2026			
Canine TLI IMMULITE 2000 L2KLI	cTL	1 2	ng/ml	2,90 19,4	0,26 1,75	2,12 14,2 3,68 24,7						
Canine TLI-Kontrollmodul LLICM						Charge Level 1 Level 2		0043 0043 0043	verwendbar bis 31.05.2027			
Canine TLI IMMULITE 2000 L2KLI	cTL	1 2	ng/ml	2,90 19,4	0,26 1,75	2,12 14,2 3,68 24,7						
Canine TLI-Kontrollmodul LLICM						Charge Level 1 Level 2		0044 0044 0044	verwendbar bis 31.12.2027			
Canine TLI IMMULITE 2000 L2KLI	cTL	1 2	ng/ml	2,90 18,9	0,26 1,70	2,12 13,8 3,68 24,0						
Canine TLI-Kontrollmodul LLICM						Charge Level 1 Level 2		0045 0045 0045	verwendbar bis 30.04.2028			
Canine TLI IMMULITE 2000 L2KLI	cTL	1 2	ng/ml	2,90 17,5	0,26 1,58	2,12 12,8 3,68 22,2						
CRP-Kontrollmodul LCRCM						Charge Level 1 Level 2 Level 3		0077 0077 0077	verwendbar bis 31.10.2025			
CRP IMMULITE 2000 L2KCRP	hsC	1 2 3	mg/l	1,80 8,90 82,0			13,5% 13,5% 13,5%	1,56 7,70 70,9	2,04 10,10 93,1			
CRP-Kontrollmodul LCRCM						Charge Level 1 Level 2 Level 3		0078 0078 0078	verwendbar bis 31.03.2026			
CRP IMMULITE 2000 L2KCRP	hsC	1 2 3	mg/l	1,75 8,80 86,0			13,5% 13,5% 13,5%	1,51 7,61 74,4	1,99 9,99 97,6			
β2-Mikroglobulin-Kontrollmodul BMCM						Charge Level 1 Level 2 Level 3		0048 0048 0048	verwendbar bis 31.12.2025			
β2-Mikroglobulin IMMULITE 2000 L2KBM	BGM	1 2 3	ng/ml	31,0 75,0 306	3,10 7,50 32,0	21,7 52,5 210 40,3 97,5 402						
D-Dimer Kontrollmodul LDDCM						Charge Level 1 Level 2 Level 3		0026 0026 0026 0026	verwendbar bis 31.10.2026			
D-Dimer IMMULITE 2000 L2KDD	DDI	1 2 3	ng FEU/ml	362 1994 11039	55,0 199 883	197 1397 8390 527 2591 13688						
ECP-Kontrollmodul LEOC						Charge Level 1 Level 2		0038 0038 0038	verwendbar bis 30.06.2025			
ECP IMMULITE 2000 L2KEO		1 2	ng/ml	3,20 28,0	0,30 2,40	2,30 20,8 4,10 35,2						
ECP-Kontrollmodul LEOC						Charge Level 1 Level 2		0039 0039 0039	verwendbar bis 31.10.2025			
ECP IMMULITE 2000 L2KEO		1 2	ng/ml	3,90 28,0	0,37 2,50	2,79 20,5 5,01 35,5						

➤: Neu hinzugefügt
 ➤: Aktualisierte Werte
 * : Vorläufige Werte

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RiLi-BAK / Spalte 3)	altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RiLi-BAK / Spalte 3)
ECP-Kontrollmodul LEOC								Charge Level 1 Level 2	0040 0040 0040	verwendbar bis 31.01.2026		
ECP IMMULITE 2000 L2KEO		1 2	ng/ml	3,50 26,0	0,33 2,30	2,51 19,1	4,49 32,9					
ECP-Kontrollmodul LEOC								Charge Level 1 Level 2	0041 0041 0041	verwendbar bis 31.10.2026		
ECP IMMULITE 2000 L2KEO		1 2	ng/ml	3,60 27,0	0,34 2,40	2,58 19,8	4,62 34,2					
ECP-Kontrollmodul LEOC								Charge Level 1 Level 2	0043 0043 0043	verwendbar bis 31.05.2027		
ECP IMMULITE 2000 L2KEO		1 2	ng/ml	3,40 28,0	0,32 2,50	2,44 20,5	4,36 35,5					
ECP-Kontrollmodul LEOC								Charge Level 1 Level 2	0044 0044 0044	verwendbar bis 31.03.2028		
ECP IMMULITE 2000 L2KEO		 1  2	ng/ml	3,40 28,0	0,32 2,50	2,44 20,5	4,36 35,5					
EPO-Kontrollmodul LEPCM								Charge Level 1 Level 2 Level 3	0034 0034 0034 0034	verwendbar bis 30.04.2026		
EPO IMMULITE 2000 L2KEPN	EPN	1 2 3	mlU/ml	10,4 45,0 128	0,74 3,33 10,4	8,18 35,0 96,8	12,6 55,0 159					
EPO-Kontrollmodul LEPCM								Charge Level 1 Level 2 Level 3	0035 0035 0035 0035	verwendbar bis 31.01.2028		
EPO IMMULITE 2000 L2KEPN	EPN	 1  2  3	mlU/ml	9,6 39,0 118	0,68 2,89 9,6	7,56 30,3 89,2	11,6 47,7 147					
HCG-Kontrollmodul LCGCM								Charge Level 1	0049 0049	verwendbar bis 31.08.2025		
HCG+β-HCG IMMULITE 2000 L2KCG	HCG		mlU/ml [3rd IS 75/537]	2363				14,0%	2032	2694		
HCG-Kontrollmodul LCGCM								Charge Level 1	0050 0050	verwendbar bis 30.04.2028		
HCG+β-HCG IMMULITE 2000 L2KCG	HCG		mlU/ml [3rd IS 75/537]	2419				14,0%	2080	2758		
Ferritin-Kontrollmodul FECM								Charge Level 1 Level 2	119 119 119	verwendbar bis 30.11.2025		
Ferritin IMMULITE 2000 L2KFE	FER	1 2	ng/ml	35,0 179				13,5% 13,5%	30,3 155	39,7 203		
Freies β-HCG-Kontrollmodul LFBCM								Charge Level 1 Level 2	0028 0028 0028	verwendbar bis 31.10.2025		
Freies β-HCG IMMULITE 2000 L2KFB	FBC	1 2 3	ng/ml	4,80 24,1 85,0	0,56 2,00 6,30	3,12 18,1 66,1	6,48 30,1 103,9					
Freies β-HCG-Kontrollmodul LFBCM								Charge Level 1 Level 2	0029 0029 0029	verwendbar bis 31.12.2027		
Freies β-HCG IMMULITE 2000 L2KFB	FBC	1 2 3	ng/ml	4,50 21,4 77,0	0,53 1,80 5,70	2,91 16,0 59,9	6,09 26,8 94,1					
Gastrin-Kontrollmodul LGACM								Charge Level 1 Level 2	0045 0045 0045	verwendbar bis 31.01.2026		
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für GAS gelten bis Charge 334												
Gastrin IMMULITE 2000 L2KGA	GAS	 1  2	pg/ml	94 355	6,60 23,0	74,2 286	114 424					
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für GAS gelten ab Charge 335												
Gastrin IMMULITE 2000 L2KGA	GAS	 1  2	pg/ml	86 306	6,00 20,0	68,0 246	104 366					
Gastrin-Kontrollmodul LGACM								Charge Level 1 Level 2	0046 0046 0046	verwendbar bis 28.02.2027		
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für GAS gelten bis Charge 334												
Gastrin IMMULITE 2000 L2KGA	GAS	 1  2	pg/ml	98 341	6,90 22,0	77,3 275	119 407					
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für GAS gelten ab Charge 335												
Gastrin IMMULITE 2000 L2KGA	GAS	 1  2	pg/ml	89 289	6,20 19,0	70,4 232	108 346					

➤: Neu hinzugefügt
 ➔: Aktualisierte Werte
 ※: Vorläufige Werte

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BAK / Spalte 3)	altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BAK / Spalte 3)
Gastrin-Kontrollmodul LGACM						Charge Level 1 Level 2	0047 0047 0047	verwendbar bis 31.01.2028				
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für GAS gelten bis Charge 334												
Gastrin IMMULITE 2000 L2KGA	GAS	1 2	pg/ml	93 380	6,50 25,0	73,5 305	113 455					
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für GAS gelten ab Charge 335												
Gastrin IMMULITE 2000 L2KGA	GAS	1 2	pg/ml	86 335	6,00 22,0	68,0 269	104 401					
Gesamt-IgE-Kontrollmodul IECM						Charge Level 1 Level 2	0045 0045 0045	verwendbar bis 28.02.2026				
Gesamt-IgE IMMULITE 2000 L2KIE	TIE	1 2	IU/ml [2nd IRP 75/502]	40,0 172	3,20 17,2	30,4 120	49,6 224					
Spez. IgE (SPE) Universal Kit-Kontrollen L2UNC						Charge Level 1 Level 2	164 164 164	verwendbar bis 30.11.2025				
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1 2	kU/l	2,00 9,50	0,16 0,95	1,52 6,65	2,48 12,4					
Spez. IgE (SPE) Universal Kit-Kontrollen L2UNC						Charge Level 1 Level 2	165 165 165	verwendbar bis 31.01.2026				
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1 2	kU/l	1,80 9,60	0,14 0,96	1,38 6,72	2,22 12,5					
Spez. IgE (SPE) Universal Kit-Kontrollen L2UNC						Charge Level 1 Level 2	167 167 167	verwendbar bis 30.04.2026				
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1 2	kU/l	1,70 9,20	0,13 0,92	1,31 6,44	2,09 12,0					
Spez. IgE (SPE) Universal Kit-Kontrollen L2UNC						Charge Level 1 Level 2	168 168 168	verwendbar bis 30.09.2026				
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1 2	kU/l	1,80 9,10	0,14 0,91	1,38 6,37	2,22 11,8					
Spez. IgE (SPE) Universal Kit-Kontrollen L2UNC						Charge Level 1 Level 2	169 169 169	verwendbar bis 31.01.2027				
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1 2	kU/l	2,00 9,80	0,16 0,98	1,52 6,86	2,48 12,7					
Spez. IgG4 Kit-Kontrollen L2G4C						Charge Level 1 Level 2	135 135 135	verwendbar bis 30.04.2025				
3. Gen. Spez. IgG 4 IMMULITE 2000 L2KG4	SP4	1 2	µg/l	1432 23925	122 1914	1066 18183	1798 29667					
Spez. IgG4 Kit-Kontrollen L2G4C						Charge Level 1 Level 2	136 136 136	verwendbar bis 31.10.2026				
3. Gen. Spez. IgG 4 IMMULITE 2000 L2KG4	SP4	1 2	µg/l	1466 25689	125 2055	1091 19524	1841 31854					
Spez. IgG4 Kit-Kontrollen L2G4C						Charge Level 1 Level 2	137 137 137	verwendbar bis 30.04.2027				
3. Gen. Spez. IgG 4 IMMULITE 2000 L2KG4	SP4	1 2	µg/l	1613 23240	137 1859	1202 17663	2024 28817					
Allergen-spez. IgE Kontrollen D1 DC1L						Charge	160	verwendbar bis 30.04.2026				
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1	kU/l	2,40	0,37	1,29	3,51					
Allergen-spez. IgE Kontrollen D2 DC2L						Charge	160	verwendbar bis 31.12.2025				
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1	kU/l	1,41	0,20	0,81	2,01					
Allergen-spez. IgE Kontrollen D2 DC2L						Charge	161	verwendbar bis 31.10.2026				
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1	kU/l	1,86	0,26	1,08	2,64					

➤: Neu hinzugefügt
 ➔: Aktualisierte Werte
 ✱: Vorläufige Werte

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)	altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)
Allergen-spez. IgE Kontrollen M6 MC6L Charge 161 verwendbar bis 31.12.2025												
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für SPE gelten bis M6 Allergen Charge 633												
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1	kU/l	10,9	2,18	4,36 17,4						
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für SPE gelten ab M6 Allergen Charge 634												
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1	kU/l	14,2	2,84	5,68 22,7						
Allergen-spez. IgE Kontrollen M6 MC6L Charge 162 verwendbar bis 30.06.2026												
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für SPE gelten bis M6 Allergen Charge 633												
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1	kU/l	11,5	2,30	4,60 18,4						
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für SPE gelten ab M6 Allergen Charge 634												
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1	kU/l	15,5	3,10	6,20 24,8						
Allergen-spez. IgE Kontrollen M6 MC6L Charge 163 verwendbar bis 30.11.2026												
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für SPE gelten bis M6 Allergen Charge 633												
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1	kU/l	8,9	1,78	3,56 14,2						
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für SPE gelten ab M6 Allergen Charge 634												
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1	kU/l	11,3	2,26	4,52 18,1						
Allergen-spez. IgE Kontrollen L2SNC												
3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN	SPE	1	kU/l	0,05	0,025	0,00 0,13						
IGF-Kontrollmodul LGCOCM Charge Level 1 0037 Level 2 0037 verwendbar bis 30.09.2025												
IGF-I IMMULITE 2000 L2KIGF	IGF	1 2	ng/ml	76,9 214	7,69 21,4	53,8 150 100,0 278						
IGFBP-3 IMMULITE 2000 L2KGB	BP3	1 2	µg/ml	0,93 3,90	0,09 0,33	0,66 2,91 1,20 4,89						
IGF-Kontrollmodul LGCOCM Charge Level 1 0038 Level 2 0038 verwendbar bis 30.06.2026												
IGF-I IMMULITE 2000 L2KIGF	IGF	1 2	ng/ml	74,1 194	7,41 19,4	51,9 136 96,3 252						
IGFBP-3 IMMULITE 2000 L2KGB	BP3	1 2	µg/ml	1,01 3,60	0,10 0,31	0,71 2,67 1,31 4,53						
IGF-Kontrollmodul LGCOCM Charge Level 1 0039 Level 2 0039 verwendbar bis 29.02.2028												
IGF-I IMMULITE 2000 L2KIGF	IGF	1 2	ng/ml	79,5 210	7,95 21,0	55,7 147 103,4 273						
IGFBP-3 IMMULITE 2000 L2KGB	BP3	1 2	µg/ml	1,02 3,90	0,10 0,34	0,72 2,88 1,32 4,92						
IL-10-Kontrollmodul LXPCM Charge Level 1 0040 Level 2 0040 verwendbar bis 30.11.2026												
IL-10 IMMULITE 2000 L2KXP	I10	1 2	pg/ml	24,8 250	2,50 16,0	17,3 202 32,3 298						
IL-10-Kontrollmodul LXPCM Charge Level 1 0041 Level 2 0041 verwendbar bis 31.10.2027												
IL-10 IMMULITE 2000 L2KXP	I10	1 2	pg/ml	23,5 241	2,40 15,0	16,3 196 30,7 286						
Insulin-Kontrollmodul LINCM Charge Level 1 0136 Level 2 0136 verwendbar bis 31.10.2025												
Insulin IMMULITE 2000 L2KIN	INS	1 2	µU/ml [1st IRP 66/304]	9,10 48,0	0,66 3,50	7,12 37,5 11,1 58,5						
Insulin-Kontrollmodul LINCM Charge Level 1 0137 Level 2 0137 verwendbar bis 31.10.2027												
Insulin IMMULITE 2000 L2KIN	INS	1 2	µU/ml [1st IRP 66/304]	9,00 44,0	0,66 3,20	7,02 34,4 11,0 53,6						

➤: Neu hinzugefügt
 ➔: Aktualisierte Werte
 * : Vorläufige Werte

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)	altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)
LBP-Kontrollmodul LLBCM						Charge Level 1 Level 2		0054 0054 0054	verwendbar bis 30.06.2025			
LBP IMMULITE 2000 L2KLB	LBP	1 2	µg/ml	4,20 38,0	0,42 3,80	2,94 26,6	5,46 49,4					
LBP-Kontrollmodul LLBCM						Charge Level 1 Level 2		0055 0055 0055	verwendbar bis 31.12.2025			
LBP IMMULITE 2000 L2KLB	LBP	1 2	µg/ml	4,60 40,0	0,46 4,00	3,22 28,0	5,98 52,0					
LBP-Kontrollmodul LLBCM						Charge Level 1 Level 2		0056 0056 0056	verwendbar bis 31.03.2027			
LBP IMMULITE 2000 L2KLB	LBP	1 2	µg/ml	4,40 44,0	0,44 4,40	3,08 30,8	5,72 57,2					
LBP-Kontrollmodul LLBCM						Charge Level 1 Level 2		0057 0057 0057	verwendbar bis 31.12.2027			
LBP IMMULITE 2000 L2KLB	LBP	1 2	µg/ml	4,90 39,0	0,49 3,90	3,43 27,3	6,37 50,7					
NT-proBNP-Kontrollmodul LNTCM						Charge Level 1 Level 2		0036 0036 0036	verwendbar bis 31.12.2025			
NT-proBNP IMMULITE 2000 L2KNT	NTP	1 2	pg/ml	322 3.757				15,0% 15,0%	273,7 3193	370,3 4321		
PAP-Kontrollmodul PACM						Charge Level 1 Level 2 Level 3		0036 0036 0036	verwendbar bis 31.09.2024			
PAP IMMULITE 2000 L2KPA	PAP	1 2 3	ng/ml	3,70 17,5 34,2	0,31 1,19 2,43	2,77 13,9 26,9	4,63 21,1 41,5					
PAP-Kontrollmodul PACM						Charge Level 1 Level 2 Level 3		0037 0037 0037	verwendbar bis 31.07.2026			
PAP IMMULITE 2000 L2KPA	PAP	1 2 3	ng/ml	3,70 15,2 31,1	0,31 1,03 2,21	2,77 12,1 24,5	4,63 18,3 37,7					
PAPP-A-Kontrollmodul LPCCM						Charge Level 1 Level 2		0032 0032 0032	verwendbar bis 31.03.2026			
PAPP-A IMMULITE 2000 L2KPC	PAA	1 2	mIU/ml	0,40 2,18	0,05 0,14	0,25 1,76	0,55 2,60					
C-Peptid-Kontrollmodul PECM						Charge Level 1 Level 2		0028 0028 0028	verwendbar bis 28.02.2027			
C-Peptid IMMULITE 2000 L2KPEP	PEP	1 2 3	ng/ml	0,77 3,00 6,50	0,09 0,26 0,55	0,50 2,22 4,85	1,04 3,78 8,15					
Osteocalcin-Kontrollmodul LONCM						Charge Level 1 Level 2		0030 0030 0030	verwendbar bis 31.07.2027			
Osteocalcin IMMULITE 2000 L2KON	OCN	1 2	ng/ml	5,60 28,0	0,44 2,24	4,28 21,3	6,92 34,7					
PTH-intakt-Kontrolle LPHCM						Charge Level 1 Level 2		0068 0068 0068	verwendbar bis 31.01.2026			
PTH intakt IMMULITE 2000 L2KPP	iPT	1 2	pg/ml	52,0 348	3,80 33,0	40,6 249	63,4 447					
PTH-intakt-Kontrolle LPHCM						Charge Level 1 Level 2		0069 0069 0069	verwendbar bis 31.12.2027			
PTH intakt IMMULITE 2000 L2KPP	iPT	1 2	pg/ml	56,0 427	4,10 41,0	43,7 304	68,3 550					
Pyrilinks-D-Kontrolle LPDCM						Charge Level 1 Level 2		0036 0036 0036	verwendbar bis 30.11.2025			
Pyrilinks-D IMMULITE 2000 L2KPD	DPD	1 2	nmol/l	24,5 100,0	4,00 9,60	12,5 71,2	36,5 129					
Pyrilinks-D-Kontrolle LPDCM						Charge Level 1 Level 2		0037 0037 0037	verwendbar bis 31.01.2027			
Pyrilinks-D IMMULITE 2000 L2KPD	DPD	1 2	nmol/l	22,4 94,0	3,70 9,00	11,3 67,0	33,5 121					

➤: Neu hinzugefügt
 ➔: Aktualisierte Werte
 * : Vorläufige Werte

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BAK / Spalte 3)	altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BAK / Spalte 3)
SHBG-Kontrollmodul LSHC								Charge Level 1 Level 2	0043 0043 0043	verwendbar bis 30.06.2027		
SHBG IMMULITE 2000 L2KSH	SBG	1 2	nmol/l	4,50 74,0	0,30 6,10	3,60 55,7	5,40 92,3					
Schilddrüsen-Ak-Kontrollmodul LAACM								Charge Level 1 Level 2	0030 0030 0030	verwendbar bis 31.10.2026		
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte gelten für Charge 782-783												
Anti-TG IMMULITE 2000 L2KTG	ATG	1 2	IU/ml	51,0 734	5,30 69,0	35,1 527	66,9 941					
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte gelten für Charge 785-793												
Anti-TG IMMULITE 2000 L2KTG	ATG	1 2	IU/ml	51,0 734	5,30 69,0	35,1 527	66,9 941					
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte gelten ab Charge 794												
Anti-TG IMMULITE 2000 L2KTG	ATG	1 2	IU/ml	47,5 623	4,90 58,5	32,8 448	62,2 799					
Anti-TPO IMMULITE 2000 L2KTO	ATA	1 2	IU/ml	40,6 496	5,60 46,1	23,8 358	57,4 634					
TBG-Kontrollmodul LTBCM								Charge Level 1 Level 2	0042 0042 0042	verwendbar bis 31.08.2026		
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte gelten bis Charge 335												
TBG IMMULITE 2000 L2KTB	TBG	1 2	µg/ml	6,80 34,0	0,69 2,80	4,73 25,6	8,87 42,4					
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte gelten ab Charge 336												
TBG IMMULITE 2000 L2KTB	TBG	1 2	µg/ml	6,10 34,0	0,62 2,80	4,24 25,6	7,96 42,4					
Thyreoglobulin-Kontrollmodul LTYCM								Charge Level 1 Level 2	0043 0043 0043	verwendbar bis 28.02.2027		
Thyreoglobulin IMMULITE 2000 L2KTY	TG	1 2 3	ng/ml	1,67 8,50 51,0	0,21 0,64 4,00	1,04 6,58 39,0	2,30 10,42 63,0					
TSH 3. Gen. Kontrollmodul LTGCM								Charge Level 1	0036 0036	verwendbar bis 31.07.2026		
TSH 3. Generation IMMULITE 2000 L2KTS	TSH	1	µIU/ml [2nd IRP 80/558]	0,016	0,004	0,004	0,028					
TSI Kontrollmodul L2SIC								Charge Level 1 Level 2	0133 0133 0133	verwendbar bis 30.09.2025		
TSI IMMULITE 2000 L2KSI		1 2	IU/L	0,96 18,9	0,05 0,95	0,81 16,1	1,11 21,8					
TSI Kontrollmodul L2SIC								Charge Level 1 Level 2	0134 0134 0134	verwendbar bis 31.06.2026		
TSI IMMULITE 2000 L2KSI		1 2	IU/L	0,92 19,9	0,05 1,00	0,77 16,9	1,07 22,9					
TSI Kontrollmodul L2SIC								Charge Level 1 Level 2	0135 0135 0135	verwendbar bis 28.02.2027		
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte gelten bis Charge 468												
TSI IMMULITE 2000 L2KSI		1 2	IU/L	0,90 19,4	0,05 0,97	0,75 16,5	1,05 22,3					
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte gelten ab Charge 469												
TSI IMMULITE 2000 L2KSI		1 2	IU/L	0,95 20,3	0,05 1,02	0,80 17,2	1,10 23,4					