

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)	altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)
Zytokine-Kontrollmodul LILCM												
Charge 0040 verwendbar bis 30.09.2025												
IL-2 R	2R	1		754	49,0	607	901					
IMMULITE/1000		2	U/ml	2233	173	1714	2752					
LKIP												
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IL-6 gelten bis Charge 322												
IL-6	I6	1		91,0				18,0%	75	107		
IMMULITE/1000		2	pg/ml	628				18,0%	515	741		
LK6P												
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IL-6 gelten für Charge 323 und 324												
IL-6	I6	1		85,0				18,0%	70	100		
IMMULITE/1000		2	pg/ml	575				18,0%	472	679		
LK6P												
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IL-6 gelten ab Charge 325												
IL-6	I6	1		81,0				18,0%	66	96		
IMMULITE/1000		2	pg/ml	555				18,0%	455	655		
LK6P												
IL-8	I8	1		118,0	9,00	91,0	145					
IMMULITE/1000		2	pg/ml	596	41,0	473	719					
LK8P												
IL-1β	I1B	1		82,0	5,40	65,8	98,2					
IMMULITE/1000		2	pg/ml	465	27,0	384	546					
LKL1												
TNF-α	TNA	1		82,0	7,40	59,8	104,2					
IMMULITE/1000		2	pg/ml	413	29,0	326	500					
LKNF												
Zytokine-Kontrollmodul LILCM												
Charge 0041 verwendbar bis 31.07.2026												
IL-2 R	2R	1		858	55,8	691	1025					
IMMULITE/1000		2	U/ml	3154	244	2422	3886					
LKIP												
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IL-6 gelten für Charge 323 und 324												
IL-6	I6	1		68,0				18,0%	56	80		
IMMULITE/1000		2	pg/ml	610				18,0%	500	720		
LK6P												
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IL-6 gelten ab Charge 325												
IL-6	I6	1		67,0				18,0%	55	79		
IMMULITE/1000		2	pg/ml	596				18,0%	489	703		
LK6P												
IL-8	I8	1		102,0	7,80	78,6	125					
IMMULITE/1000		2	pg/ml	486	33,0	387	585					
LK8P												
IL-1β	I1B	1		95,0	6,20	76,4	113,6					
IMMULITE/1000		2	pg/ml	477	27,0	396	558					
LKL1												
TNF-α	TNA	1		78,0	7,00	57,0	99,0					
IMMULITE/1000		2	pg/ml	498	35,0	393	603					
LKNF												
Zytokine-Kontrollmodul LILCM												
Charge 0050 verwendbar bis 31.07.2026												
IL-2 R	2R	1		858	55,8	691	1025					
IMMULITE/1000		2	U/ml	3154	244	2422	3886					
LKIP												
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IL-6 gelten für Charge 323 und 324												
IL-6	I6	1		68,0				18,0%	56	80		
IMMULITE/1000		2	pg/ml	610				18,0%	500	720		
LK6P												
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IL-6 gelten ab Charge 325												
IL-6	I6	1		67,0				18,0%	55	79		
IMMULITE/1000		2	pg/ml	596				18,0%	489	703		
LK6P												
IL-8	I8	1		102,0	7,80	78,6	125					
IMMULITE/1000		2	pg/ml	486	33,0	387	585					
LK8P												
IL-1β	I1B	1		95,0	6,20	76,4	113,6					
IMMULITE/1000		2	pg/ml	477	27,0	396	558					
LKL1												
TNF-α	TNA	1		78,0	7,00	57,0	99,0					
IMMULITE/1000		2	pg/ml	498	35,0	393	603					
LKNF												
Zytokine-Kontrollmodul LILCM												
Charge 0051 verwendbar bis 31.10.2027												
IL-2 R	2R	1		745	48,5	600	891					
IMMULITE/1000		2	U/ml	2250	174	1728	2772					
LKIP												
IL-6	I6	1		76,0				18,0%	62	90		
IMMULITE/1000		2	pg/ml	505				18,0%	414	596		
LK6P												
IL-8	I8	1		118,0	9,00	91,0	145					
IMMULITE/1000		2	pg/ml	616	42,0	490	742					
LK8P												
IL-1β	I1B	1		96,0	6,30	77,1	114,9					
IMMULITE/1000		2	pg/ml	484	27,0	403	565					
LKL1												
TNF-α	TNA	1		98,0	8,80	71,6	124,4					
IMMULITE/1000		2	pg/ml	467	33,0	368	566					
LKNF												

➤: Neu hinzugefügt
 ➡: Aktualisierte Werte
 ※: Vorläufige Werte

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)	altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)		
Canine-Kontrolle K9CON														
ACTH IMMULITE/1000 LKAC	ACT	1	pg/ml	16,4	1,48	12,0 20,8			pmol/l	3,61	0,33	2,63 4,59		
		2		29,0	2,70	20,9 37,1				6,39	0,59	4,60 8,17		
Cortisol IMMULITE/1000 LKCO	COR	1	µg/dl	5,4	0,54	3,78 7,02			nmol/l	149	14,9	104 194		
		2		12,8	1,24	9,08 16,5				353	34,2	251 456		
Progesteron IMMULITE/1000 LKPG	PGN	1	ng/ml	1,56	0,20	0,96 2,16			nmol/l	4,96	0,64	3,05 6,87		
		2		4,80	0,43	3,51 6,09				15,3	1,37	11,2 19,4		
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE/1000 LKCT	KT4	1	µg/dl	1,52	0,10	1,22 1,82			nmol/l	19,6	1,29	15,70 23,4		
		2		4,00	0,33	3,01 4,99				51,5	4,25	38,7 64,2		
Canine TSH IMMULITE/1000 LKKT	TK9	1	ng/ml	0,47	0,03	0,38 0,56								
		2		1,85	0,12	1,49 2,21								
Veterinary Cortisol IMMULITE/1000 LKCO	VCO	1	µg/dl	6,2	0,62	4,34 8,06			nmol/l	171	17,1	120 222		
		2		14,2	1,42	9,94 18,5				392	39,2	274 509		
Canine-Kontrolle K9CON														
ACTH IMMULITE/1000 LKAC	ACT	1	pg/ml	16,8	1,51	12,3 21,3			pmol/l	3,70	0,33	2,70 4,70		
		2		32,0	3,00	23,0 41,0				7,05	0,66	5,06 9,03		
Cortisol IMMULITE/1000 LKCO	COR	1	µg/dl	6,1	0,61	4,27 7,93			nmol/l	168	16,8	118 219		
		2		15,4	1,54	10,78 20,0				425	42,5	297 552		
Progesteron IMMULITE/1000 LKPG	PGN	1	ng/ml	1,65	0,21	1,02 2,28			nmol/l	5,25	0,67	3,24 7,25		
		2		5,30	0,48	3,86 6,74				16,9	1,53	12,3 21,4		
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE/1000 LKCT	KT4	1	µg/dl	1,44	0,10	1,14 1,74			nmol/l	18,5	1,29	14,67 22,4		
		2		3,80	0,32	2,84 4,76				48,9	4,12	36,6 61,3		
Canine TSH IMMULITE/1000 LKKT	TK9	1	ng/ml	1,12	0,07	0,91 1,33								
		2		2,08	0,14	1,66 2,50								
Veterinary Cortisol IMMULITE/1000 LKCO	VCO	1	µg/dl	6,4	0,64	4,48 8,32			nmol/l	177	17,7	124 230		
		2		15,5	1,55	10,85 20,2				428	42,8	299 556		
Canine-Kontrolle K9CON														
ACTH IMMULITE/1000 LKAC	ACT	1	pg/ml	27,8	2,50	20,3 35,3			pmol/l	6,12	0,55	4,47 7,77		
		2		70,0	6,50	50,5 89,5				15,41	1,43	11,12 19,71		
Cortisol IMMULITE/1000 LKCO	COR	1	µg/dl	5,6	0,56	3,92 7,28			nmol/l	155	15,5	108 201		
		2		14,4	1,44	10,08 18,7				397	39,7	278 516		
Progesteron IMMULITE/1000 LKPG	PGN	1	ng/ml	1,50	0,19	0,93 2,07			nmol/l	4,77	0,60	2,96 6,58		
		2		5,30	0,48	3,86 6,74				16,9	1,53	12,3 21,4		
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE/1000 LKCT	KT4	1	µg/dl	1,41	0,10	1,11 1,71			nmol/l	18,1	1,29	14,29 22,0		
		2		3,50	0,29	2,63 4,37				45,0	3,73	33,8 56,2		
Canine TSH IMMULITE/1000 LKKT	TK9	1	ng/ml	0,47	0,03	0,38 0,56								
		2		1,97	0,13	1,58 2,36								
Veterinary Cortisol IMMULITE/1000 LKCO	VCO	1	µg/dl	5,6	0,56	3,92 7,28			nmol/l	155	15,5	108 201		
		2		14,5	1,45	10,15 18,9				400	40,0	280 520		
Canine-Kontrolle K9CON														
ACTH IMMULITE/1000 LKAC	ACT	1	pg/ml	13,9	1,25	10,2 17,7			pmol/l	3,06	0,28	2,24 3,89		
		2		19,0	1,80	13,6 24,4				4,18	0,40	2,99 5,37		
Cortisol IMMULITE/1000 LKCO	COR	1	µg/dl	5,1	0,51	3,57 6,63			nmol/l	141	14,1	98 183		
		2		12,9	1,29	9,03 16,8				356	35,6	249 463		
Progesteron IMMULITE/1000 LKPG	PGN	1	ng/ml	1,54	0,20	0,94 2,14			nmol/l	4,90	0,64	2,99 6,81		
		2		4,80	0,44	3,48 6,12				15,3	1,40	11,1 19,5		
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE/1000 LKCT	KT4	1	µg/dl	1,55	0,11	1,22 1,88			nmol/l	19,9	1,42	15,70 24,2		
		2		3,60	0,30	2,70 4,50				46,3	3,86	34,7 57,9		
Canine TSH IMMULITE/1000 LKKT	TK9	1	ng/ml	0,42	0,03	0,34 0,50								
		2		1,83	0,12	1,47 2,19								
Veterinary Cortisol IMMULITE/1000 LKCO	VCO	1	µg/dl	5,1	0,51	3,57 6,63			nmol/l	141	14,1	98 183		
		2		12,6	1,26	8,82 16,4				348	34,8	243 452		

➔: Neu hinzugefügt
➔: Aktualisierte Werte
⊛: Vorläufige Werte

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)		Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)		altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)		Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)	
Canine-Kontrolle K9CON																
Charge 0049 verwendbar bis 31.12.2027																
ACTH IMMULITE/1000 LKAC	ACT	1	pg/ml	23,8	2,14	17,4	30,2			pmol/l	5,24	0,47	3,83	6,65		
		2		32,0	3,00	23,0	41,0				7,05	0,66	5,06	9,03		
Cortisol IMMULITE/1000 LKCO	COR	1	µg/dl	5,9	0,59	4,13	7,67			nmol/l	163	16,3	114	212		
		2		14,6	1,46	10,22	19,0				403	40,3	282	524		
Progesteron IMMULITE/1000 LKPG	PGN	1	ng/ml	1,58	0,21	0,95	2,21			nmol/l	5,02	0,67	3,02	7,03		
		2		5,10	0,47	3,69	6,51				16,2	1,49	11,7	20,7		
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE/1000 LKCT	KT4	1	µg/dl	2,11	0,15	1,66	2,56			nmol/l	27,2	1,93	21,36	32,9		
		2		3,70	0,31	2,77	4,63				47,6	3,99	35,6	59,6		
Canine TSH IMMULITE/1000 LKKT	TK9	1	ng/ml	0,48	0,03	0,39	0,57									
		2		2,01	0,13	1,62	2,40									
Veterinary Cortisol IMMULITE/1000 LKCO	VCO	1	µg/dl	6,0	0,60	4,20	7,80			nmol/l	166	16,6	116	215		
		2		14,0	1,40	9,80	18,2				386	38,6	270	502		
Canine-Schilddrüsen-Kontrolle K9TCM																
Charge 0050 verwendbar bis 31.01.2026																
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE/1000 LKCT	KT4	1	µg/dl	0,87	0,12	0,51	1,23			nmol/l	11,20	1,54	6,56	15,8		
		2		1,58	0,13	1,19	1,97				20,3	1,67	15,3	25,4		
Canine TSH IMMULITE/1000 LKKT	TK9	1	ng/ml	0,24	0,02	0,19	0,29									
		2		2,90	0,25	2,15	3,65									
Freies T4 (Veterinary) IMMULITE/1000 LKVF4	VF4	1	ng/dl	0,75	0,10	0,45	1,05									
		2		1,80	0,20	1,20	2,40									
Canine-Schilddrüsen-Kontrolle K9TCM																
Charge 0051 verwendbar bis 31.05.2026																
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE/1000 LKCT	KT4	1	µg/dl	0,76	0,10	0,46	1,06			nmol/l	9,78	1,29	5,92	13,6		
		2		1,70	0,14	1,28	2,12				21,9	1,80	16,5	27,3		
Canine TSH IMMULITE/1000 LKKT	TK9	1	ng/ml	0,23	0,02	0,18	0,28									
		2		2,96	0,25	2,21	3,71									
Freies T4 (Veterinary) IMMULITE/1000 LKVF4	VF4	1	ng/dl	0,58	0,08	0,34	0,82									
		2		1,81	0,20	1,21	2,41									
Canine-Schilddrüsen-Kontrolle K9TCM																
Charge 0052 verwendbar bis 28.02.2027																
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE/1000 LKCT	KT4	1	µg/dl	0,83	0,11	0,50	1,16			nmol/l	10,68	1,42	6,44	14,9		
		2		1,55	0,13	1,16	1,94				19,9	1,67	14,9	25,0		
Canine TSH IMMULITE/1000 LKKT	TK9	1	ng/ml	0,24	0,02	0,19	0,29									
		2		2,85	0,24	2,13	3,57									
Freies T4 (Veterinary) IMMULITE/1000 LKVF4	VF4	1	ng/dl	0,74	0,10	0,44	1,04									
		2		1,70	0,19	1,13	2,27									
Canine-Schilddrüsen-Kontrolle K9TCM																
Charge 0053 verwendbar bis 30.11.2027																
Gesamt T4 (Hund) IMMULITE/1000 LKCT	KT4	1	µg/dl	0,87	0,12	0,51	1,23			nmol/l	11,20	1,54	6,56	15,8		
		2		1,69	0,14	1,27	2,11				21,8	1,80	16,3	27,2		
Canine TSH IMMULITE/1000 LKKT	TK9	1	ng/ml	0,25	0,019	0,19	0,31									
		2		2,96	0,25	2,21	3,71									
Freies T4 (Veterinary) IMMULITE/1000 LKVF4	VF4	1	ng/dl	0,65	0,09	0,38	0,92									
		2		1,91	0,21	1,28	2,54									

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)	altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)
Arzneimittel-Kontrollmodul SDCM												
Charge 0040 verwendbar bis 31.10.2026												
Carbamazepin IMMULITE/1000 LKCB		1 2	µg/ml	7,80 14,3				12,0% 12,0%	6,9 12,6	8,7 16,0		
Digitoxin IMMULITE/1000 LKDG		1 2	ng/ml	16,2 31,0				15,5% 15,5%	13,7 26,2	18,7 35,8		
Digoxin IMMULITE/1000 LKDI		1 2	ng/ml	1,29 2,80				14,0% 14,0%	1,11 2,41	1,47 3,19		
Nikotin-Metabolit IMMULITE/1000 LKNM		1 2	ng/ml	14,5 44,0	2,00 5,30	8,5 28,1	20,5 59,9					
Phenobarbital IMMULITE/1000 LKPB		1 2	µg/ml	17,6 45,0				10,0% 10,0%	15,8 40,5	19,4 49,5		
Phenytoin IMMULITE/1000 LKPN		1 2	µg/ml	15,5 29,0				11,0% 11,0%	13,8 25,8	17,2 32,2		
Theophyllin IMMULITE/1000 LKTN		1 2	µg/ml	9,7 20,4				13,0% 13,0%	8,44 17,7	11,0 23,1		
Valproin Säure IMMULITE/1000 LKVA		1 2	µg/ml	63,0 102				11,5% 11,5%	55,8 90,3	70,2 114		
ACTH-Kontrollmodul LACCM												
Charge 0131 verwendbar bis 30.04.2026												
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für ACTH gelten bis Charge 317												
ACTH IMMULITE/1000 LKAC	ACT	1 2		28,0 460	2,50 28,5	20,5 375	35,5 546					
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für ACTH gelten ab Charge 318												
ACTH IMMULITE/1000 LKAC	ACT	1 2		25,0 397	2,20 24,6	18,4 323	31,6 471					
ACTH-Kontrollmodul LACCM												
Charge 0132 verwendbar bis 31.12.2027												
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für ACTH gelten bis Charge 317												
ACTH IMMULITE/1000 LKAC	ACT	1 2		36,0 467	3,20 29,0	26,4 380	45,6 554					
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für ACTH gelten ab Charge 318												
ACTH IMMULITE/1000 LKAC	ACT	1 2		30,0 417	2,60 25,9	22,2 339	37,8 495					
Albumin-Kontrollmodul LHACM												
Charge 0020 verwendbar bis 31.08.2026												
Albumin IMMULITE/1000 LKAH	ALB	1 2		7,90 26,0	0,62 2,10	6,04 19,7	9,76 32,3					
Calcitonin-Kontrollmodul LCLCM												
Charge 0029 verwendbar bis 31.05.2026												
Calcitonin IMMULITE/1000 LKCL	CAL	1 2		10,3 182	1,03 12,7	7,21 144	13,4 220					
Calcitonin-Kontrollmodul LCLCM												
Charge 0030 verwendbar bis 31.01.2028												
Calcitonin IMMULITE/1000 LKCL	CAL	1 2		10,4 211	1,04 14,8	7,28 167	13,5 255					
Canine TLI-Kontrollmodul LLICM												
Charge 0039 verwendbar bis 30.06.2025												
Canine TLI IMMULITE/1000 LKLI	cTL	1 2		2,90 16,4	0,26 1,48	2,12 11,96	3,68 20,84					
Canine TLI-Kontrollmodul LLICM												
Charge 0040 verwendbar bis 28.02.2026												
Canine TLI IMMULITE/1000 LKLI	cTL	1 2		2,80 19,0	0,25 1,71	2,05 13,87	3,55 24,13					
Canine TLI-Kontrollmodul LLICM												
Charge 0041 verwendbar bis 30.04.2026												
Canine TLI IMMULITE/1000 LKLI	cTL	1 2		2,80 18,7	0,25 1,68	2,05 13,66	3,55 23,74					
Canine TLI-Kontrollmodul LLICM												
Charge 0042 verwendbar bis 30.11.2026												
Canine TLI IMMULITE/1000 LKLI	cTL	1 2		2,90 19,4	0,26 1,75	2,12 14,15	3,68 24,65					
Canine TLI-Kontrollmodul LLICM												
Charge 0043 verwendbar bis 31.05.2027												
Canine TLI IMMULITE/1000 LKLI	cTL	1 2		2,90 19,4	0,26 1,75	2,12 14,15	3,68 24,65					

➤: Neu hinzugefügt
 ➔: Aktualisierte Werte
 ✱: Vorläufige Werte

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)	altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)
Canine TLI-Kontrollmodul LLICM												
Charge 0044 verwendbar bis 31.12.2027												
Canine TLI IMMULITE/1000 LKLI	cTL	1 2	ng/ml	2,90 18,9	0,26 1,70	2,12 3,68 13,80 24,00						
Canine TLI-Kontrollmodul LLICM												
Charge 0045 verwendbar bis 30.04.2028												
Canine TLI IMMULITE/1000 LKLI	cTL	1 2	ng/ml	2,90 17,5	0,26 1,58	2,12 3,68 12,76 22,24						
C-Peptid-Kontrollmodul PECM												
Charge 0028 verwendbar bis 28.02.2027												
C-Peptid IMMULITE/1000 LKPEP	PEP	1 2 3	ng/ml	0,75 2,90 6,50	0,07 0,26 0,55	0,54 0,96 2,12 3,68 4,85 8,15						
CRP-Kontrollmodul LCRCM												
Charge 0077 verwendbar bis 31.12.2025												
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für hsCRP gelten bis Charge 429												
CRP IMMULITE/1000 LKCRP	hsC	1 2 3	mg/l	1,29 6,10 66,0			13,5% 13,5% 13,5%	1,12 1,46 5,28 6,92 57,1 74,9				
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für hsCRP gelten ab Charge 430												
CRP IMMULITE/1000 LKCRP	hsC	1 2 3	mg/l	1,32 6,70 67,0			13,5% 13,5% 13,5%	1,14 1,50 5,80 7,60 58,0 76,0				
CRP-Kontrollmodul LCRCM												
Charge 0078 verwendbar bis 31.06.2026												
CRP IMMULITE/1000 LKCRP	hsC	1 2 3	mg/l	1,27 6,40 68,0			13,5% 13,5% 13,5%	1,10 1,44 5,54 7,26 58,8 77,2				
D-Dimer Kontrollmodul LDDCM												
Charge 0026 verwendbar bis 31.10.2026												
D-Dimer IMMULITE Turbo LSKDD	RDI	1 2 3	ng FEU/ml	385 1794 8478	57,0 144 678	214 556 1362 2226 6444 10512						
ECP-Kontrollmodul LEOC												
Charge 038 verwendbar bis 30.06.2025												
ECP IMMULITE/1000 LKEO	ECP	1 2	ng/ml	3,40 27,0	0,34 2,40	2,38 4,42 19,8 34,2						
ECP-Kontrollmodul LEOC												
Charge 039 verwendbar bis 31.10.2025												
ECP IMMULITE/1000 LKEO	ECP	1 2	ng/ml	4,00 27,0	0,40 2,40	2,80 5,20 19,8 34,2						
ECP-Kontrollmodul LEOC												
Charge 040 verwendbar bis 31.01.2026												
ECP IMMULITE/1000 LKEO	ECP	1 2	ng/ml	3,70 27,0	0,37 2,40	2,59 4,81 19,8 34,2						
ECP-Kontrollmodul LEOC												
Charge 041 verwendbar bis 31.10.2026												
ECP IMMULITE/1000 LKEO	ECP	1 2	ng/ml	3,80 27,0	0,38 2,40	2,66 4,94 19,8 34,2						
ECP-Kontrollmodul LEOC												
Charge 043 verwendbar bis 31.05.2027												
ECP IMMULITE/1000 LKEO	ECP	1 2	ng/ml	3,30 28,0	0,33 2,50	2,31 4,29 20,5 35,5						
ECP-Kontrollmodul LEOC												
Charge 044 verwendbar bis 31.03.2028												
ECP IMMULITE/1000 LKEO	ECP	1 2	ng/ml	3,60 27,0	0,36 2,40	2,52 4,68 19,8 34,2						
EPO-Kontrollmodul LEPCM												
Charge 0034 verwendbar bis 30.04.2026												
EPO IMMULITE/1000 LKEPN	EPN	1 2 3	mIU/ml	10,7 45,0 127	0,70 2,79 7,60	8,60 12,8 36,6 53,4 104 150						
EPO-Kontrollmodul LEPCM												
Charge 0035 verwendbar bis 31.0.2028												
EPO IMMULITE/1000 LKEPN	EPN	1 2 3	mIU/ml	8,6 35,0 109	0,56 2,17 6,50	6,92 10,3 28,5 41,5 90 129						
HCG-Kontrollmodul LCGCM												
Charge 0049 verwendbar bis 31.08.2026												
HCG+β-HCG IMMULITE/1000 LKCG	HCG		mIU/ml [3rd IS 75/537]	2232			14,0%	1920 2544				
HCG-Kontrollmodul LCGCM												
Charge 0050 verwendbar bis 30.04.2028												
HCG+β-HCG IMMULITE/1000 LKCG	HCG		mIU/ml [3rd IS 75/537]	2347			14,0%	2018 2676				
Ferritin-Kontrollmodul FECM												
Charge 119 verwendbar bis 30.11.2025												
Ferritin IMMULITE/1000 LKFF	FER	1 2	ng/ml	33,0 164			13,5% 13,5%	28,5 37,5 142 186				

➤: Neu hinzugefügt
 ➔: Aktualisierte Werte
 ✱: Vorläufige Werte

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)	altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)
Freies β-HCG-Kontrollmodul LFBCM												Charge 0028 verwendbar bis 31.10.2025
Freies β-HCG	BCG	1		4,90	0,50	3,40 6,40						
IMMULITE/1000		2	ng/ml	23,3	2,00	17,3 29,3						
LKBCG		3		81,0	7,20	59,4 102,6						
Freies β-HCG-Kontrollmodul LFBCM												Charge 0029 verwendbar bis 31.12.2027
Freies β-HCG	BCG	1		4,90	0,50	3,40 6,40						
IMMULITE/1000		2	ng/ml	21,3	1,80	15,9 26,7						
LKBCG		3		79,0	7,00	58,0 100,0						
Gastrin-Kontrollmodul LGACM												Charge 0045 verwendbar bis 31.01.2026
Gastrin	GAS	1		92	6,00	74,0 110						
IMMULITE/1000		2	pg/ml	355	27,0	274 436						
LKGA												
Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Gastrin gelten ab Kit lot 419												
Gastrin	GAS	1		108	7,00	87,0 129						
IMMULITE/1000		2	pg/ml	405	31,0	312 498						
LKGA												
Gastrin-Kontrollmodul LGACM												Charge 0046 verwendbar bis 28.02.2027
Gastrin	GAS	1		116	7,50	93,5 139						
IMMULITE/1000		2	pg/ml	412	31,0	319 505						
LKGA												
Gastrin-Kontrollmodul LGACM												Charge 0047 verwendbar bis 31.01.2028
Gastrin	GAS	1		108	7,00	87,0 129						
IMMULITE/1000		2	pg/ml	449	34,0	347 551						
LKGA												
Gesamt IgE-Kontrollmodul IECM												Charge 0045 verwendbar bis 28.02.2026
IgE	TIE	1	IU/ml	42,0	3,20	32,4 51,6						
IMMULITE/1000		2	[2nd IRP 75/502]	181	18,6	125 237						
LKIE												
IGF-Kontrollmodul LGCOCM												Charge 0037 verwendbar bis 30.09.2025
IGF-I	IGF	1		75,9	7,59	53,1 99						
IMMULITE/1000		2	ng/ml	258	25,8	181 335						
LKIGF												
IGF-Kontrollmodul LGCOCM												Charge 0038 verwendbar bis 30.06.2026
IGF-I	IGF	1		78,2	7,82	54,7 102						
IMMULITE/1000		2	ng/ml	234	23,4	164 304						
LKIGF												
IL-10-Kontrollmodul LXPCM												Charge 0031 verwendbar bis 30.04.2025
IL-10	I10	1		23,3	2,40	16,1 30,5						
IMMULITE/1000		2	pg/ml	233	14,0	191 275						
LKXP						Ge						
IL-10-Kontrollmodul LXPCM												Charge 0032 verwendbar bis 31.10.2025
IL-10	I10	1		24,6	2,50	17,1 32,1						
IMMULITE/1000		2	pg/ml	250	15,0	205 295						
LKXP												
IL-10-Kontrollmodul LXPCM												Charge 0033 verwendbar bis 30.11.2026
IL-10	I10	1		25,4	2,60	17,6 33,2						
IMMULITE/1000		2	pg/ml	254	15,0	209 299						
LKXP												
IL-10-Kontrollmodul LXPCM												Charge 0040 verwendbar bis 30.11.2026
IL-10	I10	1		25,4	2,60	17,6 33,2						
IMMULITE/1000		2	pg/ml	254	15,0	209 299						
LKXP												
IL-10-Kontrollmodul LXPCM												Charge 0041 verwendbar bis 31.10.2027
IL-10	I10	1		24,4	2,50	16,9 31,9						
IMMULITE/1000		2	pg/ml	248	15,0	203 293						
LKXP												
Insulin-Kontrollmodul LINCM												Charge 0136 verwendbar bis 31.10.2025
Insulin	INS	1	μIU/ml	8,90	0,63	7,01 10,8						
IMMULITE/1000		2	[1st IRP 66/304]	51,0	3,80	39,6 62,4						
LKIN												
Insulin-Kontrollmodul LINCM												Charge 0137 verwendbar bis 31.10.2027
Insulin	INS	1	μIU/ml	8,80	0,62	6,94 10,7						
IMMULITE/1000		2	[1st IRP 66/304]	47,0	3,50	36,5 57,5						
LKIN												
LBP-Kontrollmodul LLBCM												Charge 0054 verwendbar bis 30.06.2025
LBP	LBP	1		4,20	0,42	2,94 5,46						
IMMULITE/1000		2	μg/ml	37,0	3,70	25,9 48,1						
LKLB												
LBP-Kontrollmodul LLBCM												Charge 0055 verwendbar bis 31.12.2025
LBP	LBP	1		4,60	0,46	3,22 5,98						
IMMULITE/1000		2	μg/ml	38,0	3,80	26,6 49,4						
LKLB												
LBP-Kontrollmodul LLBCM												Charge 0056 verwendbar bis 31.12.2025
LBP	LBP	1		4,30	0,43	3,01 5,59						
IMMULITE/1000		2	μg/ml	41,0	4,10	28,7 53,3						
LKLB												
LBP-Kontrollmodul LLBCM												Charge 0057 verwendbar bis 31.12.2027
LBP	LBP	1		4,90	0,49	3,43 6,37						
IMMULITE/1000		2	μg/ml	43,0	4,30	30,1 55,9						
LKLB												

➤: Neu hinzugefügt
➔: Aktualisierte Werte
⊗: Vorläufige Werte

Assay	Code	Fl.	Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)	altern. Einheit	Zielwert	s	Zielbereich (ZW ± 3s)	Zielbereich (RILI-BÄK / Spalte 3)
β-2-Mikroglobulin BMCM												
β-2-Mikroglobulin IMMULITE/1000 LKBK	BRM	1	ng/ml	31,0	2,40	23,8	38,2					
		2		78,0	5,60	61,2	94,8					
		3		314	28,0	230	398					
NT-proBNP-Kontrollmodul LNTCM												
Turbo NT-proBNP IMMULITE/1000 LSKNT	NTP	1	408			15,0%	347	469				
		2	pg/ml	5018		15,0%	4265	5771				
Osteocalcin-Kontrollmodul LONCM												
Osteocalcin IMMULITE/1000 LKON	OCN	1	5,80	0,48	4,36	7,24						
		2	ng/ml	27,0	2,16	20,5						
PAP-Kontrollmodul PACM												
PAP IMMULITE/1000 LKPA	PAP	1	ng/ml	3,80	0,33	2,81	4,79					
		2		15,2	0,85	12,7	17,8					
		3		31,2	1,84	25,7	36,7					
PAPP-A-Kontrollmodul LPCCM												
PAPP-A IMMULITE/1000 LKPC	PAA	1	mIU/ml	0,40	0,03	0,31	0,49					
		2		2,07	0,14	1,65	2,49					
PSA 3. Generation-Kontrollmodul LUPCM												
PSA 3.Generation IMMULITE/1000 LKUP	sPS		ng/ml	0,029	0,004	0,017	0,041					
PSA 3. Generation-Kontrollmodul LUPCM												
PSA 3.Generation IMMULITE/1000 LKUP	sPS		ng/ml	0,034	0,005	0,019	0,049					
PTH-intakt-Kontrollmodul LPHCM												
PTH intakt IMMULITE/1000 LKPP	IPT	1	pg/ml	62,0	6,20	43,4	80,6					
		2		329	26,0	251	407					
PTH intakt IMMULITE Turbo LSKPT	RPT	1	pg/ml	52,0	5,70	34,9	69,1					
		2		315	31,0	222	408					
PTH-intakt-Kontrollmodul LPHCM												
PTH intakt IMMULITE/1000 LKPP	IPT	1	pg/ml	60,0	6,00	42,0	78,0					
		2		445	35,0	340	550					
Pyrilinks-D-Kontrollmodul LPDCM												
Pyrilinks-D IMMULITE/1000 LKPD	DPD	1	nmol/l	26,7	5,40	10,50	42,9					
		2		106,0	12,7	67,9	144					
Pyrilinks-D-Kontrollmodul LPDCM												
Pyrilinks-D IMMULITE/1000 LKPD	DPD	1	nmol/l	24,8	5,00	9,80	39,8					
		2		105,0	12,6	67,2	143					
Schilddrüsen-Antikörper Kontrollmodul LAACM												
Anti-TG IMMULITE/1000 LKTG	ATG	1	IU/ml	34,2	3,80	22,8	45,6					
		2		459	55,5	293	626					
Anti-TPO IMMULITE/1000 LKTO	ATA	1	IU/ml	46,8	5,00	31,8	61,8					
		2		571	44,5	438	705					
SHBG-Kontrollmodul LSHCM												
SHBG IMMULITE/1000 LKSH	SBG	1	nmol/l	5,10	0,31	4,17	6,03					
		2		80,0	4,30	67,1	92,9					
TBG-Kontrollmodul LTBCM												
TBG IMMULITE/1000 LKTB	TBG	1	µg/ml	6,10	0,95	3,25	8,95		113	17,6	60,1	166
		2		33,0	2,90	24,3	41,7					
Thyreoglobulin Kontrollmodul LTYCM												
Thyreoglobulin IMMULITE/1000 LKTY	TG	1	ng/ml	1,80	0,13	1,41	2,19					
		2		9,2	0,76	6,92	11,5					
		3		58,0	5,20	42,4	73,6					
TSH 3. Generation-Kontrollmodul LTGCM												
TSH 3. Generation IMMULITE/1000 LKTS	TSH	1	µIU/ml [2nd IRP 80/558]	0,016	0,004	0,004	0,028					

➤: Neu hinzugefügt
 ➡: Aktualisierte Werte
 ✱: Vorläufige Werte