

MR Non-CE MRA Classroom Training



非造影で全身の動脈を綺麗に撮像できていますか？

非造影MRA検査は対象とする血管に応じて撮像方法が異なり、患者に合わせた調節も必要になるため、撮像が煩雑な場合があります。


Siemens Healthineersでは、MAGNETOMシリーズをご使用いただいているご施設を対象に、各撮像方法の原理から患者に合わせた調節方法まで、デモンストレーション用コンソールを用いた実践的なトレーニングをご用意しています。



コース内容

●頭頸部MRA

- Time of Flight
- Phase Contrast
- Non-CE MRDSA



●腹部MRA

- 胸腹部大動脈
- 腎動脈・門脈
- 大動脈Flow計測



●四肢MRA

- Time of Flight
- NATIVE SPACE
- QISS
- Shunt MRA



MR Magnetic Resonance


対象装置
MAGNETOM シリーズ

対象者：診療放射線技師
期間：1.5 日間
定員：10名

コースレベル

- ☒ 基本編
- ☒ 応用編

Customer's Voice



国保日高総合病院
松井知也様

2018年12月20-21日トレーニングセンターにて開催

“これまでは非造影MRAの検査を行う際に、あまり積極的に行いたくない気持ちが強かったが、コース受講後は実際にやってみようかなと検査に対して前向きな気持ちになった。

たとえば下肢の非造影MRAの検査では、作成されたプロトコルをそのまま撮像しており、描出が悪かった場合の対応策がなかったが、他の方法でもいいんだなと思えて選択肢が広がった。”

シーメンスヘルスケア株式会社

〒141-8644

東京都品川区大崎1-11-1ゲートシティ大崎ウエストタワー

www.siemens-healthineers.com/jp/

本トレーニングに関するお問い合わせは担当営業または、カスタマーケアセンター (0120-041-387) までご連絡ください。

仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
Apps_19024

SIEMENS
Healthineers