

ACUSON Juniper

Everything you need,
nothing you don't.



- **21,5"-LED-Monitor**

Perfekt einstellbar für maximale Anpassung

- **13,3"-Touch-Panel**

Intelligente Benutzeroberfläche für schnelle Scan-Einstellungen und beschleunigten Workflow

- **Leicht und beweglich**

Sehr gute Manövrierbarkeit bei einem Gewicht von gerade einmal 76 kg, Griffe an Vorder- und Rückseite

- **Intuitive Bedienkonsole**

Höhe verstellbar, horizontale Beweglichkeit und Tastenprogrammierung anpassbar

- **Praktische Haken für ein optimales Kabelmanagement**

Mehrere Haken sorgen für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung

- **Mehrere Schallkopfanschlüsse**

Effizienter Workflow mit **fünf** aktiven Schallkopfanschlüssen, einem Stiftsondenanschluss und EKG-Anschlüssen

- **Leise, stressfreie Umgebung**

Hoher Patientenkomfort durch ein 40 Prozent leiseres Betriebsgeräusch – gegenüber dem Durchschnitt

- **Jedes Detail ausgelegt, um Produktivität zu maximieren**

Mehrere Ablagefächer und Platz für die einfache Installation von Peripheriegeräten

Funktionalität/Performance

- Scherwellen-Elastographie
- Umfangreiches Messpaket
- 16 neue Schallköpfe zur Abdeckung aller klinischen Anwendungsgebiete
- Neue Front-End-, Beamformer- und Back-End-Module für hohe Kontrastauflösung, Sensitivität und Spezifität