

SIEMENS
Healthineers

Nouvel arceau **Cios Fit ID**

**compact &
économique**



siemens-healthineers.ch/cios-fit-id/fr

Cios Fit ID

SIEMENS
Healthineers

Capteur plan


20 x 20 cm

Grand espace libre


82,5 cm

Peu encombrant

seulement 0,8 m²



siemens-healthineers.ch/cios-fit-id/fr



● Écran intégré

Écran LCD HD 24 pouces avec contraste élevé, luminosité élevée et résolution HD

● Positionnement flexible de l'écran

Travail flexible grâce à l'écran intégré et flexible.



● Panneau de commande compact

Adaptez la qualité d'image et la dose en appuyant sur un simple bouton.



Clair

Des images cristallines grâce à une technologie haut de gamme



Compact

Particulièrement bien adapté aux petits espaces grâce à un encombrement réduit



Économique

Système peu coûteux à l'achat et à l'entretien


Un système sur lequel vous pouvez compter

Les cabinets médicaux privés et les prestataires de soins de santé sont de plus en plus soumis à la pression des coûts. La prétendue rentabilité des appareils se fait souvent au détriment de la qualité et de la sécurité des investissements.

C'est là que le nouveau **Cios Fit ID** compact prouve tout son intérêt – un système à la fois économique et performant. Grâce à l'écran intégré, l'arceau C mobile prend peu de place et convient particulièrement pour les petits espaces. Le système offre de nombreuses fonctions utiles, fournit des images de grande qualité et est très simple d'utilisation grâce à son concept Touch&Play intuitif.

Amortissement rapide

Cios Fit ID est un système peu coûteux à l'achat et à l'entretien, qui est très rentable en peu de temps.



Utilisation multidisciplinaire



Colonne
vertébrale



Traitement de
la douleur



Infiltration

Demander une offre sans engagement

SIEMENS
Healthineers

Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une offre sans engagement, parfaitement adaptée à vos besoins individuels.

Scannez le code QR ou rendez-vous sur siemens-healthineers.ch/cios-fit-id/fr et demandez une offre pour notre système avantageux Cios Fit ID.

Nous nous réjouissons de votre prise de contact.

**Scannez
le code QR**



Siemens Healthineers International SA

Freilagerstrasse 40

8047 Zürich, Schweiz

Tel.: +41 581 99 11 99

[siemens-healthineers.ch](https://www.siemens-healthineers.ch)