


## シーメンスヘルスケア、モニター一体型モバイルCアームイメージングシステム「Cios Fit ID」を整形外科向けに販売開始

～軽量・コンパクトながら、高解像度画像や広いフリースペースで幅広い手技に対応～



販売名：シオスフィット 認証番号：305AABZX00017000

シーメンスヘルスケア株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：櫻井 悟郎、以下シーメンスヘルスケア）は、当社初となるモニター一体型モバイルCアームイメージングシステム「Cios Fit ID」を、6月15日より整形外科向けに販売を開始します。

整形外科領域では、少ない人数や限られた手術室スペースでも柔軟に運用できるモニター一体型モバイルCアームへのニーズが拡大しています。「Cios Fit ID」は、こうした臨床現場のニーズに応えるべく開発された、軽量・コンパクトでありながら、高い操作性や広いフリースペースを確保したモバイルCアームシステムです。

### 装置の移動・設置の負荷を軽減する軽量・コンパクトなモニター一体型設計

「Cios Fit ID」は、Siemens Healthineersとして初のモニター一体型モバイルCアームイメージングシステムです。モニタートrolleyを別途設置する必要がないため、スペースが限られた手術室でも設置が容易で、装置

移動時の煩雑さを軽減します。本体重量も 290kg と軽量な設計で、装置の移動やポジショニングに伴う医療従事者の身体的負担を低減し、より効率的な手術環境の構築に貢献します。

### 高感度フラットディテクターによる高解像度画像で術中の意思決定をサポート

高感度フラットディテクターを搭載し、様々な手術の術中透視や撮影に対応し、歪みがなく、解像度の高い画像を提供します。外科医の正確な術中の意思決定をサポートします。

### 用途や目的に応じて、天吊りモニターや別置きモニターなどと接続し、セパレート型として使用できる汎用性

モニター一体型でありながら、セパレート型モデル「Cios Fit FD」と同等の C アーム内スペースを確保しています。内径 73cm、開口径 82.5cm の広いフリースペース設計により、手術台との干渉を抑え、スムーズなポジショニングを可能にします。人間工学に基づいたレバー配置や、片手操作が可能な C アーム操作部など、操作性を重視した設計も特長です。さらに、院内の既存モニターと接続することで、従来の当社モバイル C アームイメージングシステムと同様のセパレート構成での使用も可能です。これにより、

- 長時間手術で術者の目線に合わせたモニター配置が必要な場合
- 高精度な手技において大型モニターの使用が求められる場合
- 複数の医療スタッフで画像の共有が必要な場合

といった多様な臨床ニーズに柔軟に対応します。

シーメンスヘルスケアは、お客様の幅広いニーズに柔軟に応えながら、より多くの患者さんに向けた質の高い医療の提供に貢献してまいります。

シーメンスヘルスケア株式会社、シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社、株式会社バリアン メディカル システムズは、グローバルなメドテックカンパニー、Siemens Healthineersの日本における事業会社です。Siemens Healthineersは、ドイツ・エアランゲンを本拠とし、世界70カ国以上に拠点を置き、180カ国以上で事業を展開しています。「We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably. ヘルスケアを、その先へ。すべての人々へ。」というPurposeのもと、CT、MRI、マンモグラフィなどをはじめとする画像診断装置や、免疫や生化学検査のための体外診断薬・検査装置、画像ガイド下治療や先進的ながん医療のための医療機器を提供しています。また、医療従事者の方々が高品質で効率的なケアを提供できるよう、デジタルヘルスケアサービスや病院経営に関するソリューションも積極的に拡充しています。2025年9月末までの2025年度における全世界の売上は約234億ユーロ。全世界で約7万4千人の社員が活躍しています。詳しい情報はこちらをご覧ください。

グローバルサイト：[www.siemens-healthineers.com](http://www.siemens-healthineers.com)

日本のサイト：[www.siemens-healthineers.com/jp/](http://www.siemens-healthineers.com/jp/)

### 報道機関からのお問い合わせ先

シーメンスヘルスケア株式会社

コミュニケーション部 堀本

TEL : 090-2067-1589

Email : [yuka.horimoto@siemens-healthineers.com](mailto:yuka.horimoto@siemens-healthineers.com)