

# 의료기기 회수에 관한 공표

(위해 정도 3)

의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을  
공표합니다.

1. 품목명: 전신용전산화단층엑스선촬영장치
2. 제품명: SOMATOM go.Now, SOMATOM go.Top
3. 모델명: SOMATOM go.Now, SOMATOM go.Top
4. 허가·인증·신고번호: 수인 17-4538 호, 수인 19-4212 호
5. 분류번호(등급): A11010.01(2)
6. 제조번호 또는 로트번호: 별첨
7. 제조일자 또는 사용(유효)기한: 별첨
8. 회수사유: 본 건은 영업자(자발적) 회수보고로, 국내에서 발생하지 않은 문제를 예방하기 위한 소프트웨어 업데이트 조치 안내입니다. 자사는 CT 장비에서 환자 위치를 조정하는 데에 사용되는 Light marker의 고장을 방지하기 위해 새 부품으로 교체할 예정입니다.
9. 회수방법 및 판매업자 협조사항 등: 소프트웨어 업데이트(예방)
10. 소비자가 취해야 하는 행동: 제품에 표시된 고객센터에 문의 또는 구매처에 반품
11. 회수개시일: 2021 년. 11 월. 25 일.
12. 회수의무자: 지멘스헬시니어스(주)(대표자 이 명 균)
13. 소재지: 서울시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 6-7층
14. 연락처: TEL) 010-4697-2820 FAX) 02-3450-7882
15. 작성연월일: 2021 년. 11 월. 25 일.

**\* 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 즉시 판매·사용을 중지하고 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.**

회수(자발적) 대상 제품 수입(생산)·판매 현황

(회사명 : 지멘스헬시니어스(주) )

일련 번호	품목명	허가번호	형명	대상 Lot. No 또는 Serial No.	수입·제조량 (개, Set 등)	판매처	판매량 (개, Set 등)	비 고
1	전신용전산화단증엑스선촬영장치	수인 17-4538호	SOMATOM go.Now	107538	1		1	
2	전신용전산화단증엑스선촬영장치	수인 17-4538호	SOMATOM go.Now	107557	1		1	
3	전신용전산화단증엑스선촬영장치	수인 17-4538호	SOMATOM go.Now	107530	1		1	
4	전신용전산화단증엑스선촬영장치	수인 19-4212호	SOMATOM go.Top	119424	1		1	
5	전신용전산화단증엑스선촬영장치	수인 17-4538호	SOMATOM go.Now	107515	1		1	
6	전신용전산화단증엑스선촬영장치	수인 17-4538호	SOMATOM go.Now	107540	1		1	
7	전신용전산화단증엑스선촬영장치	수인 19-4212호	SOMATOM go.Top	119467	1		1	