


Sistema de ultrasonido ACUSON Juniper

Justo lo que necesitas.

siemens-healthineers.com/juniper



Rendimiento Funcional

- Imágenes de elastografía de ondas de corte
- Paquete completo de medidas
- 19 transductores para cubrir todas las aplicaciones clínicas
- Nuevos motores de interfaz front-end, formador de haces de ultrasonido y back-end para mejorar la resolución de contraste, la sensibilidad y la especificidad

Pantalla táctil de 13.3"

Interfaz de usuario inteligente para agilizar los ajustes y protocolos de escaneo

Panel de control intuitivo

Altura, ángulo y teclas personalizables

Ambiente silencioso y sin estrés

Nivel sonoro similar al de un dormitorio, un 40% más silencioso que los sistemas convencionales de su clase

Cada detalle está diseñado para maximizar la productividad

Múltiples compartimentos de almacenamiento disponibles, así como espacio para una fácil instalación de periféricos



Monitor LED de 21.5"

Gran capacidad de ajuste para una máxima adaptabilidad del operador

Maniobrabilidad ligera

Uno de los sistemas más fáciles de maniobrar, con un peso de sólo 76 kilos (168 libras), y con asas traseras

Ganchos útiles para el manejo de cables

Varios ganchos disponibles para un ambiente limpio y sin cables

Múltiples puertos de transductores

Flujo de trabajo eficiente con cinco puertos de transductores activos, un puerto tipo lápiz y dos puertos fisiológicos