


Mammomat Fusion

Sistema de mamografia com alta tecnologia para triagem e diagnósticos diários



O Mammomat Fusion é um sistema de mamografia com tecnologia de ponta criado para melhorar a triagem e diagnósticos diários. O refinado e automatizado fluxo de trabalho realiza tarefas complexas com um simples clique de botão.



Especificações técnicas

- **Potência do gerador:** 5 kW
- **Tecnologia do detector:** Silício Amorfo (aSi)
- **Tamanho do detector:** 24 cm x 30 cm
- **Material do Ânodo:** Tungstênio (W).
- **Filtro:** Ródio
- **Faixa de rotação:** +180° à -180°, motorizada, rotação isocêntrica com ângulos de rotação pré-selecionáveis

Registrado na Anvisa sob número: 10345161977¹

¹As características completas do equipamento se encontram no manual ANVISA

Biópsia estereotáxica²



- Mesa de biópsia leve com < 5kg
- Montagem rápida
- Não há necessidade de remover a tampa do detector
- Procedimentos de exames automatizados e integrados
- Funções elaboradas, que economizam tempo e são fáceis de usar

Moodlight²

Painel de luz integrada para atmosfera relaxante com uma ampla seleção de cores



Diferenciais

Detector robusto de tecnologia Csl

- Detector grande: 23,2 x 29,7 cm
- Tamanho de pixel 83 µm
- Faixa de temperatura de armazenamento: -20° a +70°C
- Faixa de umidade: 10% a 90% sem condensação



One-click-to-image

- Apenas um clique para selecionar o paciente na Worklist
- Sem cliques no meio: o sistema fica automaticamente pronto para a próxima visualização de projeção predefinida

One-click-to-positioning

Passe facilmente para a próxima posição de exame predefinida no sistema com o botão Single-Touch



Leitor de código de barras²

Permite o rápido registro da paciente

E mais..

- **Opview:** diferentes ajustes de imagem para conforto visual
- **Opcomp:** sistema de compressão inteligente. Aplique apenas a compressão necessária a seus pacientes para obter os melhores resultados
- **Opdose:** dose certa de radiação para cada paciente.

²Opcional



Para mais informações
escaneie o QRCode