




検査結果を手入力していませんか？ eelがより効率的な診療をサポートします。

eelと電子カルテを連携させることで、
検査結果の入力や報告時間を短縮できます。



Better Workflow Improvement

- 検査結果の自動転記により、
- カルテへの転記ミスがゼロに
 - 検査結果受け渡しにかかる時間を短縮
 - より早い診察が可能になり患者の待ち時間も短縮



Lower Cost

- システム接続のコストダウン
- Siemens Healthineersによる接続サポート
- より効率的な人員体制の構築



Easier Datamanagement

- 検査結果を1年間保存
- 患者属性情報の修正
- CSVファイルへの変換・エクスポート

eelと接続可能なSiemens Healthineers POC検査装置

尿小型分析装置	クリニテック ステータス プラス	
半自動尿分析装置	クリニテック アドバンタス	
HbA _{1c} 、尿Alb/Cre測定装置	DCA バンテージ	
汎用分光光度分析装置	Atellica DCA ^{*1} (2021年7月以降接続予定)	
全自動尿統合型分析システム	Atellica 1500 ^{*2}	
尿中有形成分分析装置	Atellica UAS800 ^{*3}	
血液ガス分析装置	エポック ^{*4} (2021年7月以降接続予定)	* 上記より2台接続可能

eelと接続可能な電子カルテ

ビー・エム・エル社製	メディカルステーション、Qualis
日本ダイナミクス社製	ダイナミクス
パナソニック社製	Dr's partner、Medicom
ラボテック社製	SuperClinic
湯山製作所社製	Brain Box (CSVファイルでの電文作成)
EMシステムズ製	MRN ,Ortia
島津製作所社製	SimCLINIC T3
セコム医療システム社製	セコム・ユビキタス電子カルテ
富士通社製	HOPE

* 上記以外の電子カルテにつきましては、お気軽にお問い合わせください。

システム要件

OS	Windows XP home, Professional 以上 windows 10まで対応 ※サーバー用OSは不可
CPU	Pentium (R) 4プロセッサ 2.66Ghz以上
メモリ	1GB以上
ディスク空き容量	800MB以上
その他	LANポート×1、USBポート×1、DVDドライブ×1

本製品はソフトウェアのみです。

インストール用のPCおよび接続にかかわる物品は別途必要です。

製造元

KOBAYASHI
小林クリエイト株式会社

販売元

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

〒141-8673 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎 ウェストタワー
カスタマーケアセンター TEL 0120-543-455

届出番号:

クリニテック ステータス プラス:13B1X10041000022

クリニテック アドバンタス:13B1X10041000004

DCA バンテージ:13B1X10041000018

*1 Atellica DCA 汎用分光光度分析装置:13B1X10041000045

*2*3 Atellica UAS800 尿中有形成分分析装置:13B1X10041000039

*2クリニテック ノーバス:13B1X10041000025

*4 エポック 血液ガス分析装置:13B1X10041000040

資材番号:S960