

Verfahrens- und chargenspezifischer Zielwert

Diese Wertetabelle enthält einen spezifisch für die genannte Kombination aus System, Reagenz- und Kontrollcharge festgelegten Zielwert. Dieser kann von dem über Systeme und Reagenzchargen übergreifend gültigen Wert abweichen, der in der jeweiligen Sollwertetabelle aus der Kontrollpackung angegeben wird.

System	BNII	Analyt	Immunglobulin G
---------------	------	---------------	-----------------

Kontrolle	N/T Protein-Kontrolle LC	LOT	085380
Reagenz	N Antiserum IgG	LOT	153026

Einheit	Zielwert	Zulässige Abweichung¹
mg/L	17.1	15.0 – 19.2

¹ Zulässige relative Abweichung bei der Bewertung der Ergebnisse der Kontrollprobeneinzelmessung gemäß RiliBÄK, Tabelle B 1 a-c, Spalte 3: $\pm 12\%$